

医療従事者／研究者／学生の針刺し事故対策！
注射針のシリジン先端をきれいな状態のまま取り外せる画期的な容器

注射針回収容器「ハリポン」



第13回
医療の質・安全学会学術集会
安全を支える技術展
アイデア賞を受賞いたしました




本商品は、東京都の新事業分野開拓者認定制度
(東京都トライアル発注認定制度)の認定商品に選ばれました！

針刺し事故を防ぐため、注射針を楽に・安全に取り外せる
業界初のフラップ機構を採用




札幌市立大学様に医療現場の強いニーズをお聞きし、片手操作で簡単に注射針を取り外し、シリジン先端を汚さずに廃棄ができる「ハリポン」を開発いたしました。


※特許番号：6041275号



①シリジンを支柱に合わせ垂直にセッ
トした時、フラップ先端はシリジンに
触れません。



②シリジンを垂直の押し込んだ時、フ
ラップ先端が一点で注射針を押し下げま
す。



③針が抜けたシリジンをそのまま垂直
に引き上げることによって、フラップ
の先端はシリジンに触れることなく引
き上げられます。

お問合せ



菱電商事株式会社

ヘルスケア部 TEL 03-5396-6128

製造元



株式会社エーワンテクニカ

使用場面

医療現場では注射針のリキヤップは禁止と言われています。

ハリポンをご利用いただくことにより、リキアップをせずに安全かつ簡単な針交換作業をサポートいたします。また、ハリポンはシリンジ先端をきれいなまま注射針を交換することができる所以、以下のような場面に最適です。

※使用想定場面

- ◆アンプルやバイアルを多用するシーン（ミキシング台や外来等）
 - ◆整形外科の関節の水抜きとヒアルロン酸注射時の注射針交換
 - ◆注射筒を利用する採血室
 - ◆看護学生や医学生の注射実習

表2 注射準備時の針刺し経験、針交換で感じた危険と問題

針刺し回数 (n=269)	平均 2.4	標準偏差 2.4	最小値 1	最大値 20
針交換で危険を感じたか (n=729)	回答	度数(割合)		
	あり	351	(48.1)	
	なし	365	(50.1)	
	回答なし	13	(1.8)	
針交換方法に問題を感じたか (n=729)	回答	度数	(割合)	
	感じた	612	(83.9)	
	感じなかった	99	(13.6)	
	回答なし	18	(2.5)	
針交換方法に問題を感じたか (n=729)	回答	度数	(割合)	
	感じた	447	(61.3)	
	感じなかった	256	(35.1)	
	回答なし	26	(3.6)	

※日本看護技術学会誌 Vol.17より抜粋



アンブル・バイアル

(日本経済新聞2016年6月22日掲載記事)

お問合せ



菱電商事株式会社

ヘルスケア部 TEL 03-5396-6128

製造元



株式会社エーワンテクニカ