

取扱説明書

ソルボ 中殿筋サポーター メッシュ薄型

腰の動きを妨げずにサポート・腰対策サポーター

日常生活から介護まで、カラダ本来の動きを妨げないサポーター。

薄型・軽量・高通気 パワーメッシュ生地


骨盤と仙骨を固定・圧迫することでゆがみを補整し、腰のトラブルを軽減する。

衰えた筋力を補助し、バランスが良くなり、疲れにくく歩行が楽になる。

こんな腰のトラブルでお悩みの方に

- 骨盤のゆがみや筋力の衰えからくる慢性的な腰のトラブル
- 姿勢が悪く、足腰の筋力不足で足元がふらついたり、疲れやすく腰に不安を感じる
- 美しい姿勢を保ち、スポーツや日常生活のパフォーマンスを向上させたい

特長




■腰対策機能


- 上部骨盤ベルト
腹腔内圧を高め、仙腸関節を安定させます。
- 下部中殿筋ベルト
お尻を下から支え上部ベルトと共にお尻と骨盤を安定させます。
- ソルボ骨盤上部パッド
骨盤上部を効果的に押圧することにより、仙腸関節をしっかりサポート。
- ソルボ仙骨パッド
仙骨を前方に押し出し、骨盤の前後の歪みを整え安定させます。
- ソルボ中殿筋パッド
中殿筋を支え押し圧することで筋力を補助し動作バランスをアップさせ、歩きやすく動きやすくします。

- ①圧力分散性の高い衝撃吸収素材ソルボセインを仙骨・中殿筋パッドに使用。
- ②上段のベルトで適度に腹圧を高めます。
- ③下段ベルトで骨盤と股関節の安定化に重要な中殿筋を包み込みます。
- ④ソルボ中殿筋パッドが中殿筋をサポートし、骨盤を安定させ動きのバランス、姿勢のバランスを高めます。
- ⑤ソルボ仙骨パッドが仙骨をしっかり押さえ、骨盤の前後の歪みを整え安定させます。
- ⑥衝撃吸収素材ソルボセインのヒップパッドが筋肉の動きをサポートすることで、フィット感を高め、下半身から腰部への不安感を軽減してくれます。
- ⑦肌あたりはいつもサラサラ。汗、蒸れを抑え、長時間の使用も快適です。


使用方法



骨盤上部に上部骨盤ベルトを止める



ソルボ中殿筋パッドをお尻の両側の窪みに当て、下部中殿筋ベルトを締める



全体を微調節し、たるみや歪みを取り正しく装着する


☆トラブルが発生した場合は、すぐに専門医にご相談ください。

使用上の注意

- ※最初はゆるめにして、あまり強く締めないでください。
- ※装着時間は1日2・3時間から始めて、徐々に増してください。
- ※しめ過ぎには十分注意してください。
- ※就寝中は使用しないでください。
- ※肌着の上から装着することをおすすめします。
- ※本品の機能を損なわないために、正しく装着し、ご使用ください。
- ※長時間の使用や使用状況によっては、破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- ※<各部名称図>の中の面ファスナーA面がB面でない他の本体部分に接着すると、生地を傷める場合があります。ので、洗濯や保管の際は、面ファスナーA面をB面にくるように固定してください。
- ※ソルボセインを折り曲げたり、もみ洗いはしないでください。破損の原因となります。
- ※妊婦の使用はお避けください。
- ※痛み・かぶれ・かゆみ等の異常を感じた場合は使用を中止し、専門医の指示に従ってください。
- ※骨折・ねんざ・靭帯損傷など発生直後は使用しないでください。
- ※皮膚疾患、ゴムなどのアレルギー疾患がある場合は使用しないでください。
- ※本品は治療用ではありません。個人差により効果には違いがあります。
- ※使用目的以外には使用しないでください。

サイズの選び方

立位で、骨盤上の周囲を計測します。
(計測値が重なるサイズの場合は、大きめのサイズをお選びください)




サイズ
(骨盤上部周囲サイズ)
S 75cm~85cm
M 85cm~95cm
L 95cm~105cm
カラー:
シルバーグレー

お手入れの方法

- お洗濯は中性洗剤を使用し、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を十分にすすぎ落としてから、絞らずにタオル等で軽く水気を取って、陰干ししてください。
- 乾燥機の使用はお避けください。
- 洗濯の際、色物と一緒に洗わないでください。色染まる場合があります。

[洗濯表示]




#96669



ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるように大切に保管してください。

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーターパワーメッシュ 固定型

●各部分の名称 (右足用での例)



使用方法



- ①左右を確認します。
②ソルボ足指間パッドを母趾と第2足指の間、小趾と第4足指の間にすれいようにはさみ込みます。



- ③母趾つけ根をソルボ中足パッドがおおように位置をあわせませう。
④シワ・ズレに注意し、中足部をしっかりとします。



- ⑤ヒールストラップを止めて固定します。
*ゆるみや締めすぎにご注意ください。
⑥靴下を併用すれば、より安定し、ズレは少なくなります。

☆トラブルが発生した場合は、すぐに専門医にご相談ください。

ホームページ <http://www.sorbo-japan.com/>

#96649

使用上の注意

- ・ご自身の足に合ったサイズをお選びください。
- ・左右・表裏を確認してご使用ください。
- ・本品の機能を損なわないために、使用方法に従い正しく装着してご使用ください。
- ・就寝中は、使用しないでください。
- ・室内での使用は、生地が性質上ずれることがありますのでご注意ください。
- ・室外用として靴を履く場合は、幅が広く、圧迫しないカカトの低い靴をお選びください。
- ・装着時間は1日2-3時間から始めて、徐々に時間を増やしてください。
- ・足指の変形がひどく痛みがある場合は、専門医にご相談の上ご使用ください。
- ・血行障害、糖尿病の方や、装着する部分に傷がある場合はご使用しないでください。
- ・はれものや湿疹などお肌に異常がある方や、ゴムによるアレルギー疾患をお持ちなどの方はご使用しないでください。
- ・骨折・ねんざ・靭帯損傷などの発生直後はご使用しないでください。
- ・使用により痛み・発疹・かぶれ・うっ血・かゆみ・しびれ等の異常を感じた場合は使用を中止し、専門医の指示に従ってください。そのまま使用を続けると、悪化する場合があります。
- ・長時間の使用や高温・多湿下での使用、保管状態によっては、破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- ・本品は治療用ではありません。効果については個人差があります。
- ・使用目的以外にはご使用しないでください。
- ・この取扱説明書は、大切に保管してください。

お手入れ方法

- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませたタオルで汚れた部分をたたきながら落とし、手洗いしてください。
- 洗濯の際、つま先パッド(ソルボセイン)を折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になる場合があります。
- 色落ちや色移りする場合がありますので、色の違うものと一緒につけ置きや洗濯をしないでください。

(洗濯表示)



- 品名 ソルボ外反母趾・内反小趾サポーターパワーメッシュ 固定型
■品質 本体: ナイロン・ポリウレタン
パッド: ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)