

取扱説明書

ソルボDo リストサポーター

手首の動きを妨げずにサポート・固定 手首対策サポーター

スポーツ時のハードな動きから日常生活に
手首のトラブルに動きと固定のベストバランスで長時間快適

■手首対策機能

あらゆる手首のトラブルに不安のある方に
運動時のダイナミックな動きにも対応できる
テーピング機能を備えたサポーターです。

● 拇指の可動域と手首の背屈、掌屈、回旋運動な
どを制限し、腱鞘炎など炎症部の安静を保ち、
手首のトラブルを軽減します。


● 圧迫、固定力を自由に調整できるので、手や指
の動きを妨げることなく、筋肉にかかる負担を
軽減します。

■手首のトラブルにお悩みの方に

手首への衝撃や圧迫による負担を軽減し動き
を抑制し安静度を高めます。


■手首の主なケガとは？

手首に起こる腱鞘炎などは、ラケットを使用
するスポーツで、特に女性に起こりやすいトラ
ブルのひとつです。



特長

<各部名称図>




- ①ソルボリストパッドにより優しく圧迫しながらも、背屈・
掌屈などの運動制限が加えられます。固定力があり
ながらも、手首内側への圧迫をやわらげ血行を妨げなく
使用できます。
- ②拇指のフック形状により、拇指可動制限ができ、横側
手根屈筋腱のトラブルに対応しています。
- ③リストパワーベルトにソフトで弾性力に優れたYKK
クイッククロニットエラストックを採用。的確な固定力、
圧迫力を実現し、手首の安定性と安静度を高めます。
圧迫力は自由に調整ができます。




使用方法

☆トラブルが発生した場合は、すぐに専門医にご相談ください。



- ①手袋をはめる要領で、
親指を差し入れ、手を
通します。
- ②手を大きく開いた状
態で手のひら下のテ
ープを固定します。




- ③リストパワーベルトを
適度な圧迫になるよう
に調整しながら、手首
に巻き付けます。

使用上の注意

- 使用方法に従って、正しく使用してください。
- 最初はゆるめにして、あまり強く締めないでください。締め過ぎには十分注意してください。
- 装着時間は当初1日2,3時間から始めて、徐々に増やしてください。就寝中は使用しないでください。
- 本品は、正しく装着してご使用ください。
- 痛み、かぶれ、かゆみ等の異常を感じた場合、又障害が発生した場合は、すぐに使用を中止し、専門医の指示に従ってください。
- 長時間の使用や使用状況によっては、破損する場合がありますので、すぐに使用を中止してください。
- ソルボセインを折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になります。
- <各部名称図>の中の面ファスナーA面がB面でない他の本体部分に接着すると、生地を傷める場合がありますので、洗濯や保管の際は、面ファスナーA面をB面に固定してください。
- 左右を確認してご使用ください。
- ゴムなどのアレルギー疾患などお肌に異常がある場合は、使用しないでください。
- 骨折、ねんざ、靭帯損傷など発生直後は使用しないで、すぐに専門医の診断を受けてください。
- 本品は治療用ではありません。効果については個人差があります。
- 使用目的以外には使用しないでください。

サイズの選び方

手首周囲を計測します。
(計測値が重なるサイズの場合は、
大きめのサイズをお選びください)



サイズ
(手首周囲を計測)

- S 12~14cm
- M 14~16cm
- L 16~18cm

カラー：ブラック
左手用・右手用

お手入れの方法

- お洗濯は中性洗剤を使用し、ぬるま湯で押し洗いしてください。
洗剤を十分にすすぎ落としてから、絞らずにタオル等で軽く
水気を取って、陰干ししてください。
- 乾燥機の使用はお避けください。
- 洗濯の際、色物と一緒に洗わないでください。
色が染まる場合があります。

(洗濯表示)

