

取扱説明書


ソルボフィットバンド 膝・オスグッド

膝下部圧迫固定バンド


<オスグッド・シュラッター病の膝の負担を軽減>

成長期に多い脛骨と膝蓋靱帯の接合部のトラブルに。
膝蓋靱帯を圧迫し、動きを抑えることで、膝下部のトラブルを軽減します。

特長





- ① 下部より膝蓋骨を押さえるので、膝の揺れを少なくして安定させることが出来ます。
- ② サポートバンドが膝の下部を均等に圧迫できます。
- ③ 圧迫度も面ファスナーで調節が自由自在です。
- ④ ベルト式で装着が簡単です。使用中の違和感も少なく手軽にトラブル対策ができます。
- ⑤ 衝撃吸収性、圧力分散性に優れた人工筋肉「ソルボセイン」を加圧パッドに使用し、長時間の使用も可能です。



使用方法

1. 本品の上下、表裏を確認します。
 2. バンドのベルトをロカンに通し引っ張りながら、膝下約5cmのくぼみで軟らかい部分にソルボ加圧パッドがあたるようにします。
 3. 右写真のようにベルトとサポートバンドを左右均一に締め付けソルボ加圧パッドがズレないようにしっかりと固定してください。この場合、踏み込んだ際に、少し圧迫感を感じる強さを目安としてください。
- * 痛みのある部位は避けて装着してください。
- * 締めすぎには十分注意してください。



使用上の注意

- 上下、表裏を確認して使用してください。
- 使用方法に従って、正しく使用してください。
- 最初はゆるめにして、あまり強く締めないでください。
- 装着時間は、1日2～3時間から始めて、徐々に増やしてください。
- 締めすぎには、十分注意してください。
- 就寝中は、使用しないでください。
- 本品の機能を損なわないために、正しく装着してご使用ください。
- 長時間の使用や使用状況によっては、破損場合があります。破損した場合は、すみやかに使用を中止してください。
- ソルボセイン部分を折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になる場合があります。
- ゴムなどのアレルギー疾患などお肌に異常がある場合は、使用しないでください。
- 使用目的以外には使用しないでください。

お手入れの方法

- お洗濯は中性洗剤を使用し、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を十分にすすぎ落としてから、絞らずにタオル等で軽く水気を取って、陰干ししてください。
- 乾燥機の使用はお避けください。
- 洗濯の際、色物と一緒に洗わないでください。色が染まる場合があります。


(洗濯表示)



● 洗濯時のみ洗いはおさぐください。

サイズの選び方

立位で、膝のお皿の中心より5cm下部を計測します。
(計測値が重なるサイズの場合は、大きめのサイズをお選びください。)



サイズ
(膝頭下部5cm)
M 26～33cm
L 33～40cm
左右兼用

■品名 ソルボフィットバンド 膝・オスグッド
■品質 本体：ナイロン・ポリウレタン・綿
パッド：ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)・綿・ポリエステル

MADE IN JAPAN 日本製 #96016

