

使用上の注意

- ・ご自身の足に合ったサイズをお選びください。
- ・左右・表裏を確認してご使用ください。
- ・本品の機能を損なわないために、使用方法に従い正しく装着してご使用ください。
- ・就寝中は、使用しないでください。
- ・室内での使用は、生地・性質上することがありますのでご注意ください。
- ・室外用として靴を履く場合は、幅が広く、圧迫しないカートの低い靴をお選びください。
- ・装着時間は1日2・3時間から始めて、徐々に時間を増やしてください。
- ・足指の変形がひどく痛みがある場合は、専門医にご相談の上ご使用ください。
- ・血行障害、糖尿病の方や、装着する部分に傷がある場合はご使用しないでください。
- ・はれものや湿疹などお肌に異常がある方や、ゴムによるアレルギー疾患をお持ちなどの方はご使用しないでください。
- ・骨折・ねんざ・靭帯損傷などの発生直後はご使用しないでください。
- ・使用により痛み・発疹・かぶれ・うっ血・かゆみ・しびれ等の異常を感じた場合は使用を中止し、専門医の指示に従ってください。そのまま使用を続けると、悪化する場合があります。
- ・長時間の使用や高温・多湿下での使用、保管状態によっては、破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- ・本品は治療用ではありません。効果については個人差があります。
- ・使用目的以外にはご使用しないでください。
- ・この取扱説明書は、大切に保管してください。

お手入れ方法

- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませたタオルで汚れた部分をたたきながら落とし、手洗いしてください。
- 洗濯の際、つま先パッド(ソルボセイン)を折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になります。
- 色落ちや色移りする場合がありますので、色の違うものと一緒につけ置きや洗濯をしないでください。

〔洗濯表示〕



- 品名 ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター〔固定薄型メッシュタイプ〕
- 品質 本体：ナイロン・ポリウレタン
パッド：ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)

SORBOTHANE

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時 読めるように大切に保管してください。

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター〔固定薄型メッシュタイプ〕


●各部分の名称(右足用での例)



使用方法

- ①ソルボ足指間パッドを母趾と第2足指の間、小趾と第4足指の間にすれないようにはさみ込みます。
- ②母趾つけ根から足裏をおおようにソルボ中足パッドの位置を合わせます。
- ③足甲の面ファスナーで中足関節をしめ、しっかり固定する。
- ④サポーターのねじれ、すれなどないことを確認してください。
- ※ゆるみや締めすぎにご注意ください。
- ⑤靴下を併用すれば、より安定し、すれは少なくなります。

☆トラブルが発生した場合は、
すぐに専門医にご相談ください。



ホームページ <http://www.sorbo-japan.com/>