

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また必要な時、読めるように大切に保管してください。


アーチを締めて、足を元気に!

ソルボフットサポーター

からだを守る人工筋肉ソルボセインと
医療の現場で使用されているテーピング理論を組み合わせ、
足のトラブルを軽減します。

◎この商品は**1足入(左右別)**になっております。
商品に付属している【サイズラベル】、【ソルボパッドの向き】
にご注意ください。

各部分の名称 ※素足に使用することをお勧めいたします。



使用方法 〈右足装着例〉

- 1 サイズラベルを確認して、下記のようにサポーターの上に足をのせてください。
- 2 ソルボパッドを下記の位置に合わせます。
 親指と小指の一番幅が広い部分を確認し、その中央部に足指を曲げた時に、凹む場所がある事を確認します。
 この位置(下記、-----線)にソルボパッド三角位置を合わせてください。

小指 親指 凹む場所

ソルボパッド

(注) -----点線部にパッドがあたらないように確認する。

- 使用上の注意**
- ・本品の機能を損なわないために、使用方法に従い正しく装着してご使用ください。
 - ・左右を間違えないようにご使用ください。
 - ・就寝中は、使用しないでください。
 - ・室内での使用は、生地を性質上すべることがありますのでご注意ください。
 - ・室外用として靴を履く場合、装着時に圧迫感のない靴をお選びください。
 - ・装着時間は1日、2-3時間から始めて、徐々に時間を増やしてください。
 - ・足裏の痛みや、その他、発疹・かぶれ・うっ血・かゆみ・しびれ等の異常を感じた場合は使用を中止し、専門医の指示に従ってください。そのまま使用を続けると悪化する場合があります。
 - ・骨折・ねんざ・靭帯損傷などの発生直後は使用しないでください。
 - ・血行障害・糖尿病の方や、装着部に傷がある場合は使用しないでください。
 - ・はれものや湿疹などお肌に異常がある方や、ゴムなどによるアレルギー疾患をお持ちの方は使用しないでください。
 - ・長時間の使用や高温・多湿下での使用、保管状態によっては、破損する場合があります。
 - ・破損した場合は速やかに使用を中止してください。
 - ・本品は治療用ではありません。効果については個人差があります。
 - ・使用目的以外には使用しないでください。

お手入れ方法

- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませたタオルでよれた部分をたたきながら落とし、手洗いしてください。
- 洗濯の際、ソルボパッド(ソルボセイン)を折り曲げたり、もみ洗いはしないでください。破損の原因になる場合があります。
- 色落ちや色移りする場合がありますので、色の違うものと一緒につけ置きや洗濯をしないでください。



サイズ
 S(21.0 ~ 22.5cm) M(23.0 ~ 24.5cm)
 L(25.0 ~ 26.5cm) 2L(27.0 ~ 28.5cm)
 足長で表示していますが、足幅の特に広い方はひとサイズ大き目をお選びください。

■品名 ソルボフットサポーター
 ■品質 本体: ナイロン・ポリウレタン
 パッド: ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)

からだを守る人工筋肉
ソルボセインを使用した
その他の商品はこちらから →



製造元: 三進興産株式会社

ホームページ <http://www.sorbo-japan.com/>

#96361

- 3 アーチを下から包むように合わせます。
 ソルボパッドの位置がズレないようにして①つま先側、
 ②足首側(甲部)の順に留め、フィット感を調整してください。



- 4 最後にしわや、ズレがないように全体を整えてください。
 締めすぎに、十分注意してください。

※上から靴下等を着用すれば、
より安定し、ズレは少なくなります。
 ※むくむ時など、痛みがないように、
適正な締め具合に調整してください。

