

バトラー 歯科医師がすすめる集中ケアブラシ

いつものブラッシングでは磨きにくい部位を集中ケア。ライフステージごとのリスク部位に広く対応 します。

POINT 1 耐久性と弾力性に優れた
PBT*フィラメントを採用

* ポリブチレンテレフタレート

拡大図▶



POINT 2 どの部位でもペングリップで安定して磨きやすい
ダブルグリップ&ラバーハンドル


Image▶ 前歯を磨くとき



Image▶ 奥歯を磨くとき



POINT 3 お口のすみずみまで届きやすい
アングルネック設計



あらゆるライフステージでの清掃に

乳幼児～学童期



ムシ歯好発部位の仕上げ磨き

思春期



いつものハブラシが届きにくい生えかけの奥歯

成人～壮年期



矯正治療中のワイヤー周囲

高齢期



かぶせものの根元

高齢期



抜けた歯の隣接歯



孤立歯の清掃




残った歯の根元

集中ケアブラシによるプラーク（歯垢）除去効果

いつものハブラシに加えて集中ケアブラシを使用することでプラーク除去効果は約1.2倍に。

Data▶ プラーク除去効果（ハブラシ3分使用後を100とした場合）



試験方法：
被験者13名にプラークを蓄積させ、ハブラシ（バトラー#025ふつう）及び集中ケアブラシ（ふつう）使用前後の口腔内全体のプラーク量を測定
（サンスター調べ）