

血管留置針 NIPRO Safelet Cath

ニプロ セーフレットキャス®

管理医療機器

医療機器承認番号 15900BZZ01053000

シリーズ品番:

●一般タイプ

NIC*16X2 1/2
NIC*16X1 1/4
NIC*18X2 1/2
NIC*18X2
NIC*18X1 1/4
NIC*20X2
NIC*20X1 1/4
NIC*20X 3/4
NIC*22X1
NIC*22X1 1/4
NIC*24X1
NIC*24X 3/4
※ NIC*26X 3/4

●翼付タイプ

※ NIC*16X2 1/2 W
NIC*18X2 W
NIC*20X2 W
NIC*22X1 W
NIC*24X1 W

●造影剤入りタイプ

※ NIC*18X2 R
※ NIC*20X2 R
NIC*22X1 R
NIC*24X 3/4 R

※受注生産



操作性が向上しました。



ニプロセーフレットキャス®

■規格

一般タイプ



商品コード	品 番	カテーテル			内針		カラーコード
		ゲージ (G)	公称外径 (mm)	長さ (mm)	ゲージ (G)	公称外径 (mm)	
09-037	セーフレットキャス NIC*16X2 1/2	16	1.7	63	18	1.2	グレー
09-038	セーフレットキャス NIC*16X1 1/4	16	1.7	32	18	1.2	グレー
09-039	セーフレットキャス NIC*18X2 1/2	18	1.3	63	20	0.9	グリーン
09-040	セーフレットキャス NIC*18X2	18	1.3	50	20	0.9	グリーン
09-041	セーフレットキャス NIC*18X1 1/4	18	1.3	32	20	0.9	グリーン
09-042	セーフレットキャス NIC*20X2	20	1.1	50	22	0.7	ピンク
09-043	セーフレットキャス NIC*20X1 1/4	20	1.1	32	22	0.7	ピンク
09-044	セーフレットキャス NIC*20X 3/4	20	1.1	19	22	0.7	ピンク
09-045	セーフレットキャス NIC*22X1	22	0.8	25	24	0.55	ブルー
09-046	セーフレットキャス NIC*22X1 1/4	22	0.8	32	24	0.55	ブルー
09-047	セーフレットキャス NIC*24X1	24	0.7	25	26	0.45	イエロー
09-048	セーフレットキャス NIC*24X 3/4	24	0.7	19	26	0.45	イエロー
* 09-049	セーフレットキャス NIC*26X 3/4	26	0.6	19	27	0.4	パープル

* は低出生体重児・新生児用

50本/箱

翼付タイプ




商品コード	品 番	カテーテル			内針		カラーコード
		ゲージ (G)	公称外径 (mm)	長さ (mm)	ゲージ (G)	公称外径 (mm)	
* 09-061	セーフレットキャス NIC*16X2 1/2 W	16	1.7	63	18	1.2	グレー
09-062	セーフレットキャス NIC*18X2 W	18	1.3	50	20	0.9	グリーン
09-063	セーフレットキャス NIC*20X2 W	20	1.1	50	22	0.7	ピンク
09-064	セーフレットキャス NIC*22X1 W	22	0.8	25	24	0.55	ブルー
09-065	セーフレットキャス NIC*24X1 W	24	0.7	25	26	0.45	イエロー

※受注生産

※受注生産 50本/箱

造影剤入りタイプ



商品コード	品 番	カテーテル			内針		カラーコード
		ゲージ (G)	公称外径 (mm)	長さ (mm)	ゲージ (G)	公称外径 (mm)	
* 09-066	セーフレットキャス NIC*18X2 R	18	1.3	50	20	0.9	グリーン
* 09-067	セーフレットキャス NIC*20X2 R	20	1.1	50	22	0.7	ピンク
09-068	セーフレットキャス NIC*22X1 R	22	0.8	25	24	0.55	ブルー
09-069	セーフレットキャス NIC*24X 3/4 R	24	0.7	19	26	0.45	イエロー

※受注生産

50本/箱

■カラーコードは、ISO10555-5/JIS T3223に準拠しております。又、カラーの色調は見本です。実際の製品の色と若干異なりますのでご了承願います。



製造販売 ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

穿刺・内針引き抜きが滑らかで操作性に優れた針です

血管留置針


ニプロセーフレットキャス[®]

優れたフッ素樹脂(ETFE)製カテーテル

抵抗の低いカテーテル 先端形状

セーフレットキャスのカテーテルはその先端形状が薄く加工されており、また穿針方向に対する強度も高い為、マクレにくく、低い穿針抵抗を示します。

カテーテル先端形状



滑らかなカテーテル表面


セーフレットキャスのカテーテル表面は非常に滑らかです。

カテーテル表面状態



優れた耐キンク性


カテーテルが折れ曲がり、閉塞するような状態をキンク状態と言います。セーフレットキャスのカテーテルは耐キンク性能に優れているので、輸液中のカテーテル閉塞は起こりにくく安定した流量を保ちます。



スムーズな内針引き抜き操作

引き抜き抵抗の低減

カテーテルを固定するピンの改良により血管確保後の内針引き抜き操作がよりスムーズに行えるようになりました。



高い内針強度

24G内針強度

小児等の血管の細い患者さんに用いる場合、細いゲージサイズの静脈留置針を用いますが、細いサイズの製品は内針の強度が低く穿刺しづらいことがあります。セーフレットキャス24Gの内針は強度が高く、穿刺もしっかりと確実に行えます。

極細規格も用意

低出生体重児・新生児に最適な極細の26Gも用意しました。

ハードケース

セーフレットキャスは1本ずつ搬送携帯に便利なハードケースに収納されており、このケース内ではカテーテル及び金属内針が動かないようしっかりと固定されています。

ハードケースは転がりにくい形状になっており、ケースキャップは各ゲージサイズのカラーコードを表示しているの、ひと目でゲージサイズがわかります。



保険適用

〔特定保険医療材料〕

プラスチックカニューレ型静脈内留置針
(1)標準型