

連結管 Connecting Tube

ニプロ連結管

医療機器届出番号：27B1X00045000030


シリーズ品番：

連結管 450mm

連結管 プラスチック針 450mm

連結管 プラスチック針 450mm クランプ付

連結管 三又タイプ



輸液セットの刺し換えなしで連続投与が可能です。

使用目的

- 連結管は、輸液を連続して行う時に使用します。
- 三又タイプは、高カロリー輸液調剤時に使用します。



使用方法

- 複数の輸液容器を連結管で接続、使用します(右図)。

特長

- 針の刃先は強靱でよく切れ、スムーズに刺通が出来ます。
- チューブは、全長450mmで余裕のある長さです(三又タイプを除く)。
- 輸液セットを刺し換えることなく、衛生的に輸液を連続することが出来ます。
- クランプ付タイプは、予め追加投与の準備が出来ます。
- 三又タイプは、調剤用途の三又形状により調剤がスムーズに行えます。

品 種



本品にはDEHP可塑剤は使用してありません。

商品コード	品番・規格	チューブ寸法(mm)			仕様	入数	梱包	滅菌
		内径	外径	長さ				
15-005	連結管 450mm	3.35	4.70	450	びん針 金属針	50本	50本×12箱	ガンマ線滅菌
15-006	連結管 プラスチック針 450mm	3.35	4.70	450	びん針 プラスチック針	50本	50本×12箱	ガンマ線滅菌
15-018	連結管 プラスチック針 450mm クランプ付	3.35	4.70	450	びん針 プラスチック針 クランプ付	50本	50本×10箱	エチレンオキサイド ガス滅菌

三又タイプ〈高カロリー輸液調剤用〉

商品コード	品番・規格	チューブ寸法(mm)			仕様	入数	梱包	滅菌	
		内径	外径	長さ					
46-251	連結管 三又タイプ	三又チューブ	3.30	4.85	400	びん針 プラスチック針 (高カロリー輸液調剤用)	25本	25本×4箱	エチレンオキサイド ガス滅菌
		導入チューブ	5.00	7.00	870				



製造販売 ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号