

BD A-ライン™ 動脈採血キット



Helping all people
live healthy lives



BD A-ライン™ 動脈採血キット

抗凝固剤にカルシウム調整済み乾燥ヘパリンリチウムを使用しています。

- 液体ヘパリンと異なり、血液が希釈されません。
- スプレーコートによりヘパリンが均等に分散しており、血液との混和が容易です。
- カルシウム調整済み（バランスヘパリン）ですので、電解質とヘパリンの結合を防止し、より正確な電解質測定が可能です。



◀ BD ヘモガード™ キャップ (カタログ番号: 364378)

- 操作が簡単で手への血液付着を防ぐ、大きめのキャップです。
- 気密性が高く、混和・輸送中の血液曝露を防ぎます。



◀ BD ルアーロック™ シリンジ (カタログ番号: 364378)

- 先端がルアーロックタイプ※ですのでキャップを確実に接続でき、血液曝露を防ぎます。
- ルアーロックタイプのポートにも使用可能です。

▼ ※ルアースリップタイプもご用意しております。詳細は下記をご参照ください。

出荷単位：100セット/箱

カタログ番号	シリンジ容量	シリンジタイプ	キャップタイプ	ヘパリンリチウム量	統一商品コード
364356	1mL	ルアースリップ	ゴム	30単位	555621804
364376	3mL	ルアースリップ	ゴム	80単位	555621828
364378	3mL	ルアーロック	ヘモガード	80単位	555621811

販売名：BD クリティカルケアシリンジ
医療機器承認番号：21500BZY00293000

BD、BDロゴおよび他のすべての商標は、Becton, Dickinson and Companyが保有します。©2010 BD



製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

プレアナリティカルシステム事業部

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

www.bd.com/jp/

◆ 製品関連・資料請求 ◆ 注文・納期・在庫のお問合せ
お客様情報センター 受注管理

☎ 0120-8555-90
FAX：024-593-5761