


ペンローズドレーンAR

ペンローズドレーンはシリコン100%の特性を生かした柔軟性を持ち、生体組織への影響が少なく、体内留置に適しています。

体液、血液などの付着、凝固がしにくく、各種薬液にも冒されません。


剥離性に優れ、抜去が容易で創口の損傷を極力抑えます。

Aタイプはドレーン操作の信頼性を高める「アラミド繊維補強ライン(2本)」を備えています。




シリコン製
100%


Penrose Drain




Aタイプ



Bタイプ



Fタイプ



Mタイプ

Aタイプ 内面の特殊構造による毛細管現象の働きが排出を容易にします。

Bタイプ とくに大きな流路空間を必要とする場合に適しています。

Fタイプ シート状にしたフィルムタイプになっており、術時にはシガレット巻にして挿入します。

Mタイプ フラットに並んだ多管式チューブで、1本ずつ切り離しても使用できるマルチタイプです。

■ ペンローズドレーンAR 規格・仕様 医療機器認証番号:220ADBZX00113000

製品番号	呼称	補強ライン入	外径mm	横幅mm	全長mm	包装単位
0121004	A No.4	○	4.0	—	300	10本/箱
0121006	A No.6	○	6.0	—		
0121008	A No.8	○	8.0	—		
0121010	A No.10	○	10.0	—		
0121012	A No.12	○	12.0	—		
0121108	B No.8	—	8.0	—		
0121240	F No.40	—	—	40	—	—
0121330	M No.30	—	—	30		
0121340	M No.40	—	—	40		

X線造影ライン入り

滅菌済

*本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元



富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
大阪支店 〒540-0026 大阪府中央区内本町2-4-7
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770