

ニチバン

カテリープラス™ I.V.

CATHEREEPLUS™ I.V.



一般医療機器：カテーテル被覆・保護材
医療機器届出番号：13B2X00218221301

固定力アップでさらにあんしん。




高透湿性フィルムドレッシング

＋ 使いやすい ＝ カテリープラス™ I.V.

柔軟性のあるポリウレタン不織布にひし形ウインドウを設け、そこに高透湿性フィルムドレッシング「カテリープラス™」を採用したシンプルかつ簡単に貼れ、穿刺部の観察が容易なドレッシングです。

形状


IV0608
(60mm×80mm)




内層テープ
基 材：ポリウレタン不織布
粘着剤：アクリル系粘着剤

外層テープ(観察部)
カテリープラス™
基 材：ポリウレタンフィルム
粘着剤：ウレタンジェル粘着剤

IV0811
(80mm×110mm)



カテーテル固定用テープ
(15mm×80mm×3片)



テープ
基 材：ポリプロピレン不織布
粘着剤：アクリル系粘着剤


カテリープラス™ I.V.

カテーテル穿刺部固定用ドレッシング



3つの思いやりに “使いやすさ”をプラス

カテリープラス™ I.V.



貼りやすく、観察しやすい
ひし形ウィンドウ

貼りやすい



ひし形ウィンドウによりフィルム部の中央がわかりやすく、正確に貼ることができます。

キレイに貼れる キャリアレス

キレイに貼れる



キャリアレスかつ柔軟性の高いポリウレタン不織布で隙間なくしっかりと密着させて貼ることができます。

観察しやすい



観察する部位がすぐ目に入りやすいひし形ウィンドウ。

カテーテル固定用テープ(付属品)



付属の固定テープで
しっかり固定



付属の固定テープ*は粘着面に触れずに使用でき衛生的。グローブをつけたままでも貼ることができます。

*滅菌済

カテリープラス™ シリーズの特長

カテリープラス™は新開発のウレタンジェル粘着剤がこれまでにない「透湿性」(当社比)を実現し、「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」を高いレベルで両立したフィルムドレッシングです。



使用目的、効能又は効果

○注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

規格

品番	サイズ		カテーテル 固定用テープ	1箱	標準価格 (税別)	JANコード
	粘着部	観察部				
IV0608	60mm × 80mm	34mm × 39mm	15mm×80mm×3片	35枚	5,800円	4987167068349
IV0811	80mm × 110mm	44mm × 51mm		30枚	6,500円	4987167068356

TM : trademark

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>