



サラサイド除菌クロス

細菌・ウイルスを強力に除去

タンパク汚れ、油脂汚れにも
効果を発揮

第四級
アンモニウム
塩

3つの成分が
相乗効果を
発揮
します

エタノール

アルカリ剤



250枚入 容器 大判クロス
1枚サイズ:150×300mm

製品特徴


1. 除菌成分として第四級アンモニウム塩とエタノールを配合しています。
2. 清拭後、すばやく乾きます。
3. 金属やプラスチックに対して低い腐食性です。
4. 二度拭きが要りません。

サラサイド除菌クロスの性能評価

サラサイド
除菌クロスは
タンパク汚れ、
油脂汚れに対して
高い洗浄力を
有します。


① タンパク汚れに対する洗浄力

ステンレステストピースにタンパク汚れを付着させ、乾燥させた後にサラサイド除菌クロスで清拭。



② 油脂汚れに対する洗浄力


ステンレステストピースに油脂汚れを付着させ、乾燥させた後にサラサイド除菌クロスで清拭。



医療施設・介護施設の環境清拭に サラサイド除菌クロス

用途

ドアノブ・ベッド柵・オーバーテーブル・ME機器など、手が頻繁に触れる部位や、便座・トイレまわりの除菌に。



ドアノブに



ベッド柵、オーバーテーブルに



ME機器に



※トイレには
流さないで
ください。

便座、トイレまわりに

80枚入 ピロータイプ

1枚サイズ：175×200mm



つり下げることができます

フタに
開封日が
書き込めます

80枚入

1枚サイズ：140×210mm



フタに
開封日記録
シール付き

詰替える
たびに新しい
取り出し口に
交換できます

250枚入

1枚サイズ：150×300mm



250枚入
容器

250枚入
詰替

フタに
開封日記録
シール付き

詰替える
たびに新しい
取り出し口に
交換できます

480枚入

1枚サイズ：150×250mm



480枚入
容器

480枚入
詰替

フタに
開封日が
書き込めます

詰替える
たびに新しい
取り出し口に
交換できます

品名	内容量 / 規格	1梱入数	1コ標準価格(税抜)	商品コード	JANコード
サラサイド除菌クロス	80枚入ピロータイプ	30	オープン	51686	49-87696-51686-1
	80枚入容器	20	500円	51681	49-87696-51681-6
	80枚入詰替	20	400円	51682	49-87696-51682-3
	250枚入容器	6	オープン	51684	49-87696-51684-7
	250枚入詰替	6	オープン	51685	49-87696-51685-4
	480枚入容器	4	オープン	51673	49-87696-51673-1
	480枚入詰替	4	オープン	51676	49-87696-51676-2

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2020年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間：平日 9:00～18:00)