

パディング / エラストマ

より良い装着感と臨床的配慮のために、用途に合わせて多様なパディング材を用意しました。スプリントの他、自助具のパディング材にも利用できます。エラストマは癒痕の保護・予防や衝撃吸収、圧力分散としてのパディングの役割の他に、ソフトスプリントの材料や自助具の把持部材としても使えます。

モールスキンロール

送料A
Moleskin Rolls

標準的なパディング素材です。



モールスキンロール

型式	寸法	色	価格
A438-1(接着性)	30cm×4.6m×0.8mm	ベージュ	¥21,500

プラステゾーテ

送料A
Plastazote Foam

薄いクッション性のパディング材。



プラステゾーテ

型式	寸法 (mm)	色	価格
DMG-195873	150×910×1.6mm	ベージュ	¥4,400

ポリクッション

送料A
Polycushion Padding

クローズド・セル (独立気泡) 構造なので、汗や細菌や悪臭を吸収することがなく、清潔です。一般的なパディング材や熱、圧力に過敏な方でもお使い頂けます。




ポリクッション

型式	寸法 (mm)	色	数量	価格
A291-1(接着性)	450×610×6.4(厚型)	ベージュ	3枚	¥11,600
A291-2(接着性)	450×610×3.2(薄型)		4枚	¥10,900

クッションフォーム

送料A
Rolyan Contour Foam

圧力をかけた部分がゆっくりと元に戻ります。薄いものはスプリントに、厚いものは車椅子の座席や肘かかと等のクッションとして使用できます。



クッションフォーム

型式	寸法 (mm)	色	数量	価格
A488-1(接着性)	410×610×9(薄型)	ブルー	2枚	¥15,700
A488-2(非接着性)	410×610×25(厚型)		1枚	¥14,100

ストックネット

送料A
Rolyan Polypropylene Stockinette

スプリントの下に装着することで、汗を吸収し汚れを防ぎます。長時間の装着の場合でもストックネットを交換することで、衛生的で肌触りの良い装着感を維持できます。材質はポリプロピレンですので洗濯しても伸びにくく経済的に使用できます。



ストックネット

型式	寸法	色	価格
A434-2	5cm×10m	ホワイト	¥6,100
A434-3	7cm×10m		¥7,900

※製造工程上、2本に切断されている場合がありますので、ご了承ください。

ジェルシェル・パッド

送料A
Rolyan Gel Shell Pads

クッション材、保護材、外傷部にかかる圧力の分散、肥厚性癒痕の保護に使えます。ジェルの材質はミネラルオイルを使用しています。

※接着テープは皮膚ではなく、スプリント側に貼ります。固まっていない割傷部には絶対に使用しないでください。



ジェルシェル・パッド

型式	寸法	価格
A847-900(接着性)	11×23cm	¥8,500

50/50エラストマパテ

送料A
Rolyan 50/50 Mix Elastomer Putty

青色のベースと白色の硬化剤を等量混ぜると、数分で硬化するパテが出来ます。湾曲部や指先のスプリント、癒痕の保護、衝撃吸収材として使用できます。計量スプーン付き。 ※23℃以下で保管して下さい。



50/50エラストマパテ

型式	容量	価格
A958-1	240g	¥10,100

50/50エラストマパテの製作手順



① 青色のベースと白色の硬化剤を等量とります。



② よく混ぜます。2～3分で固まりますが、温度等により若干異なります。

シリコン接着剤

送料A
Silicone Adhesive

シリコン・エラストマと、スプリントシートを接着させるときに使用します。



シリコン接着剤

型式	容量	価格
KE-45T	100g	¥3,000