

幅広い処置を可能とした 套管針カテーテル



Argyle™ Trocar Catheter

トロッカー カテーテルは、胸部における排液用・排気用カテーテルです。
センチネルライン™、センチネルアイ™により体内でのカテーテルの位置が
確認でき、またデプスマークにより穿刺時の挿入深度が一目で確認できます。

トロッカー カテーテル シングルルーメン

套管針タイプの胸部排液・排気用カテーテルです。

- 挿入性が良く、体内で適度な柔らかさになります。
- 透明なカテーテルで、排液状態の確認が容易です。
- ファネルタイプの接続端は、サイズにより2種類のコネクタに接続が可能です。

トロッカー カテーテル ダブルルーメン

癌性胸膜炎、膿胸、気胸および血胸等の治療時の抗がん薬や抗生物質の投与に、
また洗浄液や造影剤の注入等の処置に適したダブルルーメンの套管針カテーテルです。

- サブルルーメンの大きな内径は、粘度の高い薬液でも容易に注入でき、
また注入操作を容易にできる長さの枝管が付いています。
- インフュージョン プラグにより、少量の薬液投与時に注射針での穿刺が可能です。
洗浄液の注入や粘度の高い薬液の投与等では、このプラグを外し注射筒を
接続することができます。
- 大きな側孔が設けられていますので、閉塞するリスクを抑え、
治療効果を上げることができます。

シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル		側孔数	先端からのデプスマーク位置 (cm)	内針の素材	適合コネクタ	
	外径 (mm)	全長 (cm)				カタログ番号	サイズ (mm)
5610-08	2.7 (8Fr)	22	2	2.5, 3.5, 4.5, 5.5	ステンレス	5230-06	6×6
5610-10	3.3 (10Fr)			5, 10			
5610-12	4.0 (12Fr)						
5610-14	4.7 (14Fr)						
5610-16	5.3 (16Fr)	25		5, 10, 15	アルミニウム	5230-06	10×10
5610-18	6.0 (18Fr)						
5610-20	6.7 (20Fr)	40					
5610-22	7.3 (22Fr)						
5610-24	8.0 (24Fr)						
5610-28	9.3 (28Fr)						
5610-32	10.7 (32Fr)						

包装：1本毎滅菌済 リジッドバック入り 包装単位：10本／1箱 再使用禁止

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル		側孔数	先端からのデプスマーク位置 (cm)	内針の素材	適合コネクター	
	外径 (mm)	全長 (cm)				カタログ番号	サイズ (mm)
5610E12W	4.3 (12Fr)	28	2	5, 10, 15	ステンレス	5230-06	6×6
5610E14W	4.9 (14Fr)						
5610E16W	5.6 (16Fr)	30					
5610E18W	6.4 (18Fr)						
5610E20W	7.2 (20Fr)	40			アルミニウム	5230-10	10×10
5610E22W	7.8 (22Fr)						
5610E24W	8.5 (24Fr)						
5610E28W	9.6 (28Fr)						

包装：1本毎滅菌済 リジッドバック入り 包装単位：5本／1箱 再使用禁止

製品規格

トロッカー カテーテル

一般的名称：医薬品投与マルチルーメンカテーテル
販売名：トロッカー カテーテル
医療機器承認番号：15900BZZ00694000
特定保険医療材料名：套管針カテーテル
シングルルーメン標準型
ダブルルーメン型
クラス分類：III 高度管理医療機器

適合コネクタ

一般的名称：カテーテルコネクタ
販売名：チュービング コネクタ
医療機器届出番号：22B1X00007NS016A
クラス分類：I 一般医療機器



cardinalhealth.com

お問い合わせ先

日本コヴィディエン株式会社
TEL 0120-917-205