

予防接種用 針埋め込み型シリンジ

デッドスペースを小さくして
薬液の無駄を無くした針埋め込み式を採用

Safety 安全

ガasketストッパーを設けていますので、
誤ってプランジャーを引きすぎても
抜けにくくなっています。

Usability
使いやすさ

針埋め込み式のため、デッドスペースが小さく薬液の
無駄をなくします。気泡除去も容易におこなえます。

気密性に優れたガasketは、動きも滑らかで、
プランジャーの吸引・注入操作をスムーズにおこなえます。



予防接種用針埋め込み型シリンジ

容量	品番	JANコード	ゲージ	針の長さ	刃面	梱包単位
1mL	JS-VM2613R	4987494289202	26G (0.45mm)	1/2"(13mm)	RB	100本×20箱=2,000本
1mL	JS-VM2713R	4987494289219	27G (0.4mm)	1/2"(13mm)	RB	100本×20箱=2,000本

医療機器承認番号：22600BZX00492000（JMS予防接種用針埋め込み型シリンジ）

滅菌方法：電子線滅菌

製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<http://www.jms.cc/>