




ヒーリフト スムースブーツ &
ヒーリフト トラクションブーツ

ヒーリフト スムースブーツ

床ずれの3悪条件である「圧力」「湿気」「摩擦」を回避!!

頑丈なポリウレタンフォームでできており、滑らかで柔らかい材質は、体圧を分散します。



材 質	(本体)ポリウレタン(ラテックスフリー) (芯材)ポリプロピレン (接地面/固定ベルト)ポリエステル	
付 属 品	追加パッド	
	standard	petite
サイズ	約W320×D200×H250mm	約W272×D170×H190mm
重 量	約320g	約250g
適応身長	152~195cm	117~162cm
注文コード	030-104-01	030-104-03
標準価格		

※使用上の注意：6~8時間ごとにブーツを取り外して足に異常が無いか確認してください。

ヒーリフト トラクションブーツ

簡単装着・しっかりフィットの「ブーツ型介達牽引装置」。

(大腿骨頸部骨折時の術前整復と疼痛緩和)

牽引ベルトを外して、床ずれ防止ブーツとしても使用できます。



材 質	(本体)ポリウレタン(ラテックスフリー) (接地面/固定ベルト)ポリエステル	(芯材)ポリプロピレン (牽引プレート)アルミニウム
付 属 品	付属品：追加パッド	

一般医療機器
 特定保守管理医療機器
 届 出 番 号：27B1X00024000275
 一般的名称：非能動型簡易型牽引装置
 販 売 名：ヒーリフトトラクションブーツ


ブーツサイズ	約W390×D200×H250mm
牽引ロープ長	約1500mm
重 量	約470g
注文コード	030-104-04
標準価格	

エルボーリフト サスペンションパッド

肘を持ち上げる構造で接触を軽減し、衝撃を和らげ、
 肘にかかる圧力を軽減します。

■ 調整可能なクッション性のある面ファスナー付パッドが腕の内側を包み込み固定を容易にします。

■ 底面には装着したままでも快適に動けるように滑らかで摩擦の少ない生地を使用しています。



■ 本体中心部の溝により肘の固定を容易にしより良い装着感を実現します。



使用例

材 質	ポリウレタン(ラテックスフリー)
カップサイズ	約W185×D200×H80mm
重 量	約75g
注文コード	030-104-02
標準価格	

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。

※本カタログに掲載の仕様・形状などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360

総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

金沢営業所 ☎ 050-2018-1030 (代) FAX076-239-2005

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363