


3層サージカルマスク

レギュラーサイズ/ブルー




マスクの オモテ・ウラについて

通常プリーツ（折り目）



オモテ面はプリーツが上から被さるように（山なり）装着しましょう。

Ωプリーツ（折り目）




- マスクの表裏は耳ゴム、色に関わらず、**プリーツの向きで判断**し、正しく装着しましょう。
- 当社のマスクはオモテ面に「OUT」表示があります。「OUT」はアゴ下右にくるように装着してください。
- ④各製造メーカーにより装着方法は異なります。しっかりと装着方法を読んでから使用しましょう。

レギュラーサイズ

フィット使いきりマスク 172


FR-172 / FIT DISPOSABLE FACE MASK 172



商品コード	JANコード	色	商品サイズ	入数/箱
FR-172	4 560168 801728	ブルー	95×175mm (レギュラー)	50入

◎メーカー希望小売価格/箱 オープン価格
■中国製 ■GS1-128対応

- 表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
- 外ゴムタイプ（平ゴムを使用）
- 耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているため、肌への負担軽減となりました。
- PEノーズワイヤー使用
- マスク規格：
ASTM F2100-11 レベル2
バクテリアバリア濾過効率(BFE)：平均98.5%
微粒子濾過効率(PFE)：平均98.5%



梱包単位：40箱/ケース

レギュラーサイズ

コンフォート使いきりレギュラーマスク


FR-184 / Comfort REGULAR MASK



商品コード	JANコード	色	商品サイズ	入数/箱
FR-184	4 560168 801841	ブルー	95×175mm (レギュラー)	50入

◎メーカー希望小売価格/箱 オープン価格
■中国製 ■GS1-128対応

- 眼鏡が曇りにくい曇りガードシートを採用しています。
- 平ゴムタイプの耳掛けゴムを新採用しました。
- 会話しやすい空間プリーツを採用しました。
- アルミ線入りノーズワイヤーが鼻にピッタリとフィットします。(業界初)
- 表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
- マスク規格：
ASTM F2100-11 レベル2
バクテリアバリア濾過効率(BFE)：平均98.5%
微粒子濾過効率(PFE)：平均98.5%



梱包単位：40箱/ケース

レギュラーサイズ RENEWAL / 5月

IS 使いきりレギュラーマスク 201


FR-201 / IS REGULAR MASK 201



商品コード	JANコード	色	商品サイズ	入数/箱
FR-201	4 560168 802015	ブルー	95×175mm (レギュラー)	50入

◎メーカー希望小売価格/箱 オープン価格
■中国製 ■GS1-128対応

- フィット感を高めるノーズワイヤー(PE)とソフトで伸縮性の高いポリエステル製耳掛けゴム(ラテックスフリー)を採用しております。
- クリーンルーム、病棟、検査室からデンタルの現場に至るまで幅広い用途で使用できます。
- 表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
- ソフトな色調のブルーに変わりました。
- マスク規格：
ASTM F2100-11 レベル2
バクテリアバリア濾過効率(BFE)：平均99.8%
微粒子濾過効率(PFE)：平均99.7%



梱包単位：40箱/ケース

3層サージカルマスク

レギュラーサイズ/ブルー