


感染対策用診察スタンド フレーム ドロップレットブロッカー™

診察、検体採取時の飛まつを防ぎ、医療従事者の感染リスクを低減します。

監修

医療法人健育会 西伊豆健育会病院
病院長：仲田和正 先生

飛まつから医療従事者を守ります。



イメージ

口腔内検体採取時に



聴診時に



鼻腔内検体採取時に



静注台タイプ

感染対策用診察スタンド ﾌｫｰﾑ ドロップレットブロッカー

シールドフレーム

シールドパネル

インサート部

シールドフレームに
差し込むだけで脱着可能

シールド
フレーム

脱
着

シールドパネル

インサート部

弓なり形状

シールドパネル

シールドパネルは患者さんの上半身を覆う
『弓なり形状』になっているため、飛まつを遮蔽し
つつ診察時の手元空間を確保できます。

車いすの患者さんにも
対応したH型ベース

高さ調節可能

H型ベース
φ50mmキャスター
全輪ストッパー付

製品仕様

- フレームサイズ：W675×H620mm
- ベースサイズ：W680×D560mm
- 全 長：約H1220～1610mm
- 材 質：(シールドフレーム)ステンレス
(シールドパネル)硬質塩化ビニル
(インサート部)アルミニウム
- キャスター：φ50mm、全輪ストッパー付
- 付属品：ボルトセット、組立用六角レンチ

ﾌｫｰﾑ ドロップレットブロッカー

注文コード	品 番	標準価格
080-100-05	DB-2003B	¥60,000

補充品：シールドパネル

注文コード	品 番	標準価格
080-100-06	DB-OP1	¥8,000

●サイズ：W900×H600mm

シールドパネルの取り扱いについて

- パネル部の清掃は、次亜塩素酸水を噴霧し
清拭していただくことをお勧めします。
- パネル部の劣化、損傷の際は、
交換用シールドパネルをご購入ください。



ドロップレットブロッカー
導入施設様の
インタビュー動画
公開中

感染対策用診察スタンド ﾌﾟﾗﾑ ドロップレットブロッカー 静注台タイプ



弓なり形状

シールドパネルは患者さんの上半身を覆う「弓なり形状」になっているため、飛まつを遮蔽しつつ採血時の手元空間を確保できます。

シールドフレームに差し込むだけで脱着可能

シールド
フレーム

脱着

シールドパネル

インサート部

高さ調節可能

プラム 便利トレイ(別売)の取付けが可能です。

製品仕様

- フレームサイズ：W675×H760mm
- ベースサイズ：φ470mm
- 全 長：約H1360～1760mm
- 材 質：(シールドフレーム)ステンレス
(シールドパネル)硬質塩化ビニル
(インサート部)アルミニウム
(手台部)ビニールレザー
(脚部)ポリプロピレン
- 付属品：ボルトセット、組立用六角レンチ

シールドパネルの取り扱いについて

- パネル部の清掃は、次亜塩素酸水を噴霧し清拭していただくことを薦めます。
- パネル部の劣化、損傷の際は、交換用シールドパネルをご購入ください。

ﾌﾟﾗﾑ ドロップレットブロッカー 静注台タイプ

注文コード	品 番	カラー	標準価格
080-100-07	DB-2004IG	グリーン	¥64,000
080-100-08	DB-2004IP	ピンク	¥64,000

別売品：ﾌﾟﾗﾑ 便利トレイ

注文コード	品 番	標準価格
080-006-04	PR-791	¥6,500

●サイズ：W205×D160×H35mm ●樹脂クランプ付

補充品：静注台タイプ用シールドパネル

注文コード	品 番	標準価格
080-100-09	DB-OP03	¥9,800

●サイズ：W900×H750mm

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東 京 支 店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363