

一般医療機器



マインパッドの使い方



一緒に使うと便利な商品

● 一次ドレッシングに ●

創部に固着しにくい
外科用シート

一般医療機器
モイスキンシート
医療用不織布 / 熱傷被覆・保護材
販売名 モイスキンシート
10cm×5m, 15cm×5m, 30cm×5m
届出番号: 13B2X00023000154

● パッドの固定に ●

粘着剤不使用の
自着性包帯

ワンタッチロール
2.5cm×3m
5cm×3m
7.5cm×3m

● 洗浄後の拭き取りに ●

やさしい肌ざわりの
使い捨てタオル

サルパドライタオル
ソフト
30cm×34cm 6折
50枚入

パッケージ	商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	重量	希望小売 価格	梱 入 数	品番	JANコード	ITFコード
	マインパッド ギャザー付 ドレッシング1534 15cm×34cm (吸収体サイズ) 30枚入	単品 260×225×125	874g	オープン 価格	4	19042		14987603190426
		梱 295×515×240	3.9kg					

総状創傷被覆・保護材 販売名:マインパッド 届出番号:13B2X00023000169

●お問い合わせは

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12
<https://www.hakujuji.co.jp>

お客様相談室 ☎0120-01-8910
受付時間 / 9:00～17:00 (月～金 ※祝日を除く)

商品情報はこちら




店頭以外での購入は
「白十字ベターデイズ」通販もご利用ください。

ベターデイズ
白十字ベターデイズ

☎0120-8910-77
受付時間 / 9:00～17:00 (※土日・祝日を除く)






身体凹凸部に合わせやすい ギャザー付ドレッシング


当社
従来品*

凹凸部に合わせると
すき間が出来てしまう...



マイ
ン
パ
ッド

ギャザーがついているので
凹凸部に沿わせやすいです



当てても目立ちにくい 肌色のバックシートを採用

目立ちにくい肌色なので
当てていても自然



服の中に当てても
透けにくくて安心



高吸収ポリマー配合で しっかり吸収するから安心

100cm² 辺りの
脱水保水量
(mL)

マイ
ン
パ
ッド

当社従来品*

大学ガーゼ

31.4

11.6

0.3

外科用パッドの
2.7倍



当社従来の外科用パッドよりも
滲出液等を多く吸収するので
快適にご使用いただけます。

※50mLの色水を
パッドの中央部から滴下した。(社内試験)

* 使用商品: シングルパッドA1530 (滅菌済)