



GB胃瘻バルーンボタン

外径	バルーン推奨容量	シャフト長 (mm)	GB胃瘻バルーンボタン	GB胃瘻バルーンボタン スモール	GB胃瘻バルーンボタン セット		
12FR (4.0mm)	3mL	8	5192209	5192809	-		
		10	5192210	5192810	-		
		12	5192211	5192811	-		
		14	5192212	-	-		
		15	-	5192812	-		
		17	5192213	5192813	-		
		20	5192214	5192814	-		
		25	-	5192816	-		
		30	-	5192818	-		
		20	5192214	5192814	-		
		25	-	5192816	-		
		30	-	5192818	-		
14FR (4.7mm)	4mL	8	5192219	5192820	-		
		10	5192220	5192821	-		
		12	5192221	5192822	5192521		
		14	5192222	-	-		
		15	-	5192823	-		
		17	5192223	5192824	5192523		
		20	5192224	5192825	-		
		23	-	5192826	-		
		24	5192225	-	5192525		
		25	-	5192827	-		
		27	5192226	5192828	-		
		30	5192227	5192829	-		
		34	5192228	-	-		
		35	-	5192830	-		
		40	-	5192831	-		
		45	-	5192832	-		
		16FR (5.3mm)	5mL	8	5192229	5192833	-
				10	5192230	5192834	-
12	5192231			5192835	5192531		
14	5192232			-	-		
15	-			5192836	-		
17	5192233			5192837	5192533		
20	5192234			5192838	-		
23	-			5192839	-		
24	5192235			-	5192535		
25	-			5192840	-		
27	5192236			5192841	-		
30	5192237			5192842	-		
34	5192238			-	-		
35	-			5192843	-		
39	5192239			-	-		
40	-			5192844	-		
44	5192240			-	-		
45	-			5192845	-		
50	5192285	-	-				
18FR (6.0mm)	10mL	8	-	5192846	-		
		10	-	5192847	-		
		12	5192241	5192848	5192541		
		15	-	5192849	-		
		17	5192243	5192850	5192543		
		20	-	5192851	-		
		23	-	5192852	-		
		24	5192245	-	5192545		
		25	-	5192853	-		
		27	-	5192854	-		
		30	5192246	5192855	-		
		34	5192247	-	5192547		
		35	-	5192856	-		
		39	5192248	-	-		
		40	-	5192857	-		
		44	5192249	-	-		
		45	-	5192858	-		

外径	バルーン推奨容量	シャフト長 (mm)	GB胃瘻バルーンボタン	GB胃瘻バルーンボタン スモール	GB胃瘻バルーンボタン セット		
20FR (6.7mm)	10mL	8	-	5192859	-		
		10	-	5192860	-		
		12	5192251	5192861	5192551		
		15	-	5192862	-		
		17	5192253	5192863	5192553		
		20	5192254	5192864	-		
		23	-	5192865	-		
		24	5192255	-	5192555		
		25	-	5192866	-		
		27	-	5192867	-		
		30	5192256	5192868	-		
		34	5192257	-	5192557		
		35	-	5192869	-		
		39	5192258	-	-		
		40	-	5192870	-		
		44	5192259	-	5192559		
		45	-	5192871	-		
		22FR (7.3mm)	10mL	50	5192260	-	-
17	5192262			-	-		
24	5192264			-	-		
30	5192266			-	-		
34	5192267			-	-		
39	5192268			-	-		
44	5192269			-	-		
50	5192270			-	-		
24FR (8.0mm)	10mL			8	-	5192872	-
				10	-	5192873	-
				12	-	5192874	-
				15	-	5192875	-
		17	5192273	5192876	-		
		20	5192274	5192877	-		
		23	-	5192878	-		
		24	5192275	-	5192575		
		25	-	5192879	-		
		27	-	5192880	-		
		30	5192276	5192881	-		
		34	5192277	-	5192577		
		35	-	5192882	-		
		39	5192278	-	-		
		40	-	5192883	-		
		44	5192279	-	5192579		
		45	-	5192884	-		
		50	5192280	-	-		

X線造影ライン入 包装単位：1本/箱・1セット/箱 滅菌済 単回使用

ボタン専用フィーディング・減圧チューブ

コネクタ形状	全長 (mm)	標準タイプ用	スモールタイプ用
ストレート	600	5192901	5192951
	280	5192903	5192953
	90	5192944	5192958
L型	600	5192902	5192952
	280	5192904	5192954
L型フラット	600	5192941	5192955
	280	5192942	5192956

包装単位：5本/箱 滅菌済 単回使用

GB胃瘻バルーンチューブ

外径	バルーン推奨容量	Mタイプ (全長 255mm)	Lタイプ (全長 495mm)	セットMタイプ (全長 255mm)	セットLタイプ (全長 495mm)	カラーコード
12FR (4.0mm)	3mL	P0192312	-	P0192612	-	ホワイト
14FR (4.7mm)	4mL	P0192314	-	P0192614	-	グリーン
16FR (5.3mm)	5mL	P0192316	-	P0192616	-	オレンジ
18FR (6.0mm)	10mL	P0192318	P0192418	P0192618	P0192718	レッド
20FR (6.7mm)	10mL	P0192320	P0192420	P0192620	P0192720	イエロー
22FR (7.3mm)	10mL	P0192322	P0192422	P0192622	P0192722	パープル
24FR (8.0mm)	10mL	P0192324	P0192424	P0192624	P0192724	ブルー

X線造影ライン入 包装単位：1本/箱・1セット/箱 滅菌済 単回使用

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販売名：GB胃瘻バルーンカテーテル
 一般名称：短期的使用胃瘻栄養チューブ
 クラス分類：管理医療機器
 医療機器認証番号：220ADBZX001 15000
 特定保険医療材料請求名：胃瘻カテII

発売元



富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
 TEL (011) 211-0751 FAX (011) 211-0783
 TEL (022) 748-4201 FAX (022) 748-4204
 TEL (048) 729-6480 FAX (048) 644-9004
 TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
 TEL (052) 265-9221 FAX (052) 265-9225
 TEL (06) 6943-8404 FAX (06) 6943-1425
 TEL (082) 555-8091 FAX (082) 227-4255
 TEL (092) 262-6777 FAX (092) 262-6770


ファイコン経管栄養チューブ GB胃瘻バルーンシリーズ

ISO 80369-3 対応品


GB Gastrostomy Balloon Series

Tube Type | Regular Type | Small Type

相互接続防止コネクタ (ISO 80369-3) に対応した
GB胃瘻バルーン製品のご案内です。



コネクタが
替わります



既存規格のコネクタの最終出荷時期は2021年11月末と定められています。それ以降は相互接続防止コネクタ (ISO 80369-3) を装備した製品に変更となります。

富士システムズ株式会社

バルーンの水抜けが少ない ガスバリア性シリコンバルーン採用。




GB 胃瘻バルーンカテーテルは、ファイコン独自の技術で開発された、GB シリコンバルーンを採用しました。バルーン内圧を安定させることで水抜けを最小限に抑える、経管栄養チューブです。胃内へバルーン挿入後、チューブ先端に装備されたリンゴ形状のバルーンが胃壁を守り、損傷を軽減します。

30日間、バルーン水の入れ替えが不要です

GB 胃瘻バルーンは、原則として留置期間中(最大 30 日)は膨張状態が持続されます。



患者さんに『やさしい』先端形状



GB胃瘻バルーンチューブ チューブタイプ

- 瘻孔部に直接触れない形状の体外固定板とマーキングを施したチューブで、瘻孔の観察がしやすくなりました。これにより、バンパー埋没症候群や幽門部狭窄を軽減できます。

※セット品もご用意しています。



ファイコン栄養用変換コネクタ	5192970
----------------	---------

※投与器具側が ISO 80369-3 対応コネクタ、GB 胃瘻バルーンカテーテルが既存規格のコネクタの場合に使用する変換コネクタです。

GB胃瘻バルーンボタン 標準タイプ



リンゴ形状の胃壁にやさしい
GBシリコンバルーンを採用

- 大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。
注：ボタンサイズ 6.7mm (20Fr) 以上が挿入可能です。(内視鏡外径 2.4mm 以下)
 - 粘度の高い栄養剤もスムーズに注入できます。
- ※セット品もご用意しています。

GB胃瘻バルーンボタン スモールタイプ

小児にやさしいコンパクト設計の
GB胃瘻バルーンボタンです

- 機能はそのままに、体外留置部分の形状をコンパクトに設計しました。




スモールタイプは
こんなに小さく
なりました。




スモールタイプ

標準タイプ



標準タイプ 附属品内容

- ① GB 胃瘻バルーンボタン 標準タイプ 1 本
- ② シリンジ 1 本
- ③ アダプタ (逆止弁開口用) 1 本
- ④ ガーゼ 5 枚
- ⑤ スタイレット 1 本
- ⑥ フィーディング・減圧チューブ 3 種 各 1 本
(ストレート型 全長 280 / 90mm / L 型 全長 280mm)



スモールタイプ 附属品内容

- ① GB 胃瘻バルーンボタン スモールタイプ 1 本
- ② シリンジ 1 本
- ③ アダプタ (逆止弁開口用) 1 本
- ④ ガーゼ 5 枚
- ⑤ スタイレット 1 本
- ⑥ フィーディング・減圧チューブ 3 種 各 1 本
(ストレート型 全長 280 / 90mm / L 型フラット 全長 280mm)