

一般医療機器

綿棒

オオサキ 綿棒 凍結療法用



脱脂綿製品

綿棒



液体窒素をたっぷり含浸できる
特殊形状の凍結療法用 綿棒です。



脱脂綿製品

綿棒


商品特長

1 液体窒素をたっぷり含浸・保持

- 吸液部が大きく、ノンコーティングのため、液体窒素をたっぷり含浸できます。
- 液体窒素の保持量がゆるやかに減少するため、長時間保持量が持続します。
- 含浸量が多く保持力が高いため、複数の患部を一度に凍結でき、くり返し含浸する手間を減らせます。

■ 液体窒素 保持量の経時変化

- 綿棒に液体窒素を5秒間含浸し、保持量を測定。(当社調べ)



2 塗布しやすい先端形状

- 先端部が長細い円錐状のため、患部を確認しやすく、ピンポイントに塗布できます。
- 先端部は、肌あたりがよく適度な硬さのため、患部をやさしく処置できます。


3 操作性に優れた紙軸

- しなりにくく、折れにくい紙軸のため、操作性に優れ安全に処置ができます。



商品情報

■ 規格



■ 素材

綿体：綿100% 軸：紙

商品規格

■ オオサキ 綿棒 凍結療法用

一般医療機器 医科用捲綿子:10172000

| 品番 | 商品名・内容量・規格 | サイズ(幅×高さ×奥行(mm)) | | 重量 | 梱入数 | JANコード / ITFコード |
|-------|--|------------------|-----------------|--------|-----|-----------------|
| 34750 | オオサキ 綿棒 凍結療法用 (P2015) 5本入(20袋) 綿径20mm×155mm | 販売単位 | 230 × 85 × 190 | 310.0g | 12箱 | 4971032347509 |
| | | 外装 | 596 × 256 × 377 | 4.6Kg | | — |

■販売名:オオサキ綿棒 ■届出番号:23B2X10001000098

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店