

不織布 3 層構造サージカルマスク

# サージマスク L2



## ポリエチレン素材の可燃性合成樹脂ノーズブリッジ

- BFE 値 99% フィルタ PFE 値 99% フィルタ
- 不織布 3 層構造のフィルター部分 (極細合成繊維フィルター) が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断
- 樹脂ノーズブリッジのため MRI 室等で使用可能
- 肌にやさしいラテックスフリー



### マスクの向き



### 装着方法

- マスクの真ん中 (ノーズブリッジ) の部分に折り目を入れます。
- 顔にマスクをつけ、耳にゴムをかけます。
- ノーズブリッジを押さえながらプリーツを伸ばし、マスクをあごの下まで引っ張ります。



### 素材

- 本体 : ポリプロピレン
- フィルター部 : ポリプロピレン
- ノーズブリッジ : ポリエチレン
- 耳ゴムひも部 : ポリウレタン・ポリエステル

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE
076261	ホワイト 9.5cm× 17.5cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995762617
076262	ブルー 9.5cm× 17.5cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995762624
076263	グリーン 9.5cm× 17.5cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995762631
076264	ピンク 9.5cm× 14.5cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995762648

※メーカー出荷: ケース単位 (10箱入)

発売元



<https://www.taketora-web.com/>

#### 【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル  
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル  
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店