

不織布 3 層構造サージカルマスク

サージマスク TC



ポリエチレン素材の可燃性合成樹脂ノーズブリッジ

- 不織布 3 層構造のフィルター部分 (極細合成繊維フィルター) が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断
- BFE 値 99% フィルター PFE 値 99% フィルター (ASTM F2100-19 Level 3 準拠)
- 樹脂ノーズブリッジのため MRI 室等で使用可能
- 肌にやさしいラテックスフリー



マスクの向き



装着方法

- マスクの真ん中 (ノーズブリッジ) の部分に折り目を入れます。
- 顔にマスクをつけ、耳にゴムをかけます。
- ノーズブリッジを押さえながらプリーツを伸ばし、マスクをあごの下まで引っ張ります。



素材

本体 : ポリプロピレン
 フィルター部 : ポリプロピレン
 ノーズブリッジ : ポリエチレン
 耳ゴムひも部 : ポリウレタン・ポリエステル

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE
076105	ホワイト 9cm × 17cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995761054
076115	ブルー 9cm × 17cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995761153
076100	グリーン 9cm × 17cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995761009
076110	ピンク 9cm × 14cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995761108
076106	ホワイト S 9cm × 14cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995761061
076107	ホワイト (小児用) 対象年齢目安 : 7 ~ 8 歳迄 7.5cm × 12.5cm 50 枚入	1箱	オープン	4958995761078

発売元



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店