


VersaStream[®]


バルサストリーム[®]

コンパクト 高性能CO₂ガスサンプリングライン




NL成人鼻カニューラル

鼻ブロング間隔 成人: 約15mm
小児: 約11mm 幼児: 約7mm




NL成人口鼻カニューラル

鼻ブロング間隔 成人: 約15mm
小児: 約11mm 共にマウスガイド付




NL成人気道アダプタ

死腔 成人: 6.6mL 幼児: 1mL




NLカプノライン

モニタコネクタと逆側
ルアーロック(オス)



NL成人鼻カニューラルLOX

鼻ブロング間隔 成人: 約15mm
小児: 約11mm 幼児: 約7mm




NL成人口鼻カニューラルLOX

鼻ブロング間隔 成人: 約15mm
小児: 約11mm 共にマウスガイド付







対応メーカー多数! 詳しくはお問い合わせください。

VersaStream[®] Lシリーズの特長 (Lシリーズ=72時間以内使用可能タイプ)



- 新開発の低価格非多孔性素材チューブが水分を除去
- ウォータートラップが不要で死腔が最小
- 歪の少ない真値に近いCO₂波形によりEtCO₂値を長時間連続モニタリング
- 金属を含まず、MRIなどでもモニタ可能

安定したEtCO₂の連続モニタリングを実現



従来の製品

VersaStream[®] Lシリーズ

NLタイプ NL:ルアーロックタイプ(メス) 金属リング付

チューブ長:200cm

コネクタ	種別	品名	使用時間	患者体重	型番	JANコード
	CO ₂ サンプリングライン 1箱25本入	鼻カニューラ	72時間以内※	≥20kg	7090121109	4582235341722
				≥10kg	7090121110	4582235341739
				<10kg	7090121111	4582235341746
		口鼻カニューラ		≥20kg	7090121119	4582235341753
				≥10kg	7090121120	4582235341760
		気道アダプタ		≥10kg	7090121125	4582235342002
				<10kg	7090121126	4582235342019
		カプノライン		-	7090121143	4582235342477
		片鼻カニューラ		24時間以内	≥20kg	7090121102
	O ₂ /CO ₂ サンプリングライン 1箱10本入	鼻カニューラ	72時間以内※	≥20kg	7090121112	4582235342071
				≥10kg	7090121113	4582235342088
				<10kg	7090121114	4582235342095
		口鼻カニューラ		≥20kg	7090121121	4582235342101
				≥10kg	7090121122	4582235342118

※NLタイプには、スポット使用などで低価格な、Sシリーズ(24時間用)もごさいます。詳細はお問合せ下さい。

LMタイプ LM:ルアーロックタイプ(オス)

チューブ長:200cm

コネクタ	種別		品名	使用時間	患者体重	型番	JANコード
	CO ₂ サンプリングライン 1箱25本入	鼻カニューラ	LM成人鼻カニューラ※ ⁵	72時間以内※	≥20kg	7090121033	4582235341593
			LM小児鼻カニューラ※ ⁵		≥10kg	7090121034	4582235341609
			LM幼児鼻カニューラ※ ⁵		<10kg	7090121035	4582235341616
		口鼻カニューラ	LM成人口鼻カニューラ※ ⁵		≥20kg	7090121043	4582235341623
			LM小児口鼻カニューラ※ ⁵		≥10kg	7090121044	4582235341630
		気道アダプタ	LM成人気道アダプタ※ ⁶		≥10kg	7090121049	4582235341647
			LM幼児気道アダプタ※ ⁶		<10kg	7090121050	4582235341654
	O ₂ /CO ₂ サンプリングライン 1箱10本入	鼻カニューラ	LM成人鼻カニューラLOX※ ⁷	72時間以内※	≥20kg	7090121036	4582235342378
			LM小児鼻カニューラLOX※ ⁷		≥10kg	7090121037	4582235342385
			LM幼児鼻カニューラLOX※ ⁷		<10kg	7090121038	4582235342392
		口鼻カニューラ	LM成人口鼻カニューラLOX※ ⁷		≥20kg	7090121045	4582235342408
			LM小児口鼻カニューラLOX※ ⁷		≥10kg	7090121046	4582235342415

※LMタイプには、Lシリーズ(72時間用)に限ります。

NL成人片鼻カニューラS



CO₂ ↓

使用時間: 24時間以内

O₂/CO₂サンプリングラインのガスの流れについて



O₂供給
CO₂サンプリング
鼻カニューラ

O₂供給
CO₂サンプリング
口鼻カニューラ

O₂/CO₂サンプリングラインは、使用者の右側から酸素を供給し、左側よりCO₂サンプリングを行います。

品名末尾 L=72時間用CO₂サンプリング用 | LOX=72時間用CO₂サンプリング 酸素吸入用 | S=24時間用CO₂サンプリング用 | SOX=24時間用CO₂サンプリング 酸素吸入用

※1 販売名:NLカニューラ 届出番号:13B1X00143000346

※2 販売名:NL気道アダプタ 届出番号:13B1X00143000351

※3 販売名:NLカプノライン 届出番号:13B1X00143000356

※4 販売名:NLカニューラS 届出番号:13B1X00143000345

※5 販売名:LMカニューラ 届出番号:13B1X00143000348

※6 販売名:LM気道アダプタ 届出番号:13B1X00143000344

JMDNコード:70072000

※7 販売名:VersaStreamカプノカニューラ

認証番号:229AGBZX00013000

JMDNコード:36306000

製造業者 bluepoint MEDICAL GmbH&Co.KG
ブルーポイント メディカル有限会社(ドイツ連邦共和国)

製造販売業者

アイビジョン 株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島3-1-7 妻恋木工第二ビル

Tel.03-3834-2025 Fax.03-3834-2026

E-mail:sales@aivision.co.jp

※このカタログに記載されている各メーカー名および製品番号は、各該当製造会社様の登録された名称または商標です。またbluepoint MEDICAL GmbH&Co.KGが該当各社の保証を得ているもしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。※このカタログは2019年6月現在のものです。

お問い合わせは