



Hudson RCI®

Respiratory Solutions

Bringing You Respiratory Solutions



呼吸療法製品カタログ



メドライン・ジャパン合同会社

東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル15階
<https://www.medline.co.jp/>

会社代表 / TEL: 03-5842-8800 FAX: 0120-37-5801

製品及びご注文に関するお問い合わせは、弊社担当営業もしくは上記までお願いいたします。

MJ-RESP-BRO-01
202212



Hudson RCI® Respiratory Solutions

Bringing you respiratory solutions. Medline + Hudson RCI.

包括的な製品ラインアップ

ベストプラクティスを達成できるように設計された当社の幅広い製品ラインアップは呼吸療法をトータルでサポートします。

治療に合わせた製品

私たちは患者ケアを強化し、経営改善にもつながる特長ある製品とリソースによって、治療を支援します。

ニーズに対応するサプライチェーン

状況に応じた製造、流通、在庫管理により必要な製品をお手元にお届けします。

4	OXYGEN THERAPY 酸素療法
10	AEROSOL THERAPY エアロゾル療法
16	INCENTIVE SPIROMETERS 肺機能練習器
17	ADAPTORS & CONNECTORS アダプタ&コネクタ

Oxygen Therapy 酸素療法



OXYGEN MASKS



1041

中濃度酸素マスク (ロング)

大人用

製品番号 1041

- ・伸縮性の高いゴム紐は様々な頭のサイズにフィットします。
- ・顎下まで覆うデザインで様々な顔のサイズにフィットします。
- ・快適性と視認性のため柔らかく透明なビニール素材です。
- ・調整可能なノーズクリップによって快適なフィット感を実現します。
- ・210 cm スタールーメン酸素チューブ付。

個包装あり、10個/ケース

製品番号 1049

- ・製品番号 1041 と同じ仕様の酸素チューブなし。

個包装あり、10個/ケース



1040

中濃度酸素マスク (ショート)

大人用

製品番号 1040

- ・伸縮性の高いゴム紐は様々な頭のサイズにフィットします。
- ・快適性と視認性のため柔らかく透明なビニール素材です。
- ・調整可能なノーズクリップによって快適なフィット感を実現します。
- ・210 cm スタールーメン酸素チューブ付。

個包装あり、10個/ケース



1007

高濃度酸素マスク (ロング)

大人用

製品番号 1007

- ・伸縮性の高いゴム紐は様々な頭のサイズにフィットします。
- ・顎下まで覆うデザインで様々な顔のサイズにフィットします。
- ・快適性と視認性のため柔らかく透明なビニール素材です。
- ・適切な位置に合わせて回転するアダプター。
- ・調整可能なノーズクリップによって快適なフィット感を実現します。
- ・750 mL リザーバーバッグ付。
- ・210 cm スタールーメン酸素チューブ付。

個包装あり、10個/ケース

小児用

製品番号 1042

- ・製品番号 1041 と同じ仕様の小児用サイズ。

個包装あり、10個/ケース

小児用

製品番号 1035

- ・製品番号 1040 と同じ仕様の小児用サイズ

個包装あり、10個/ケース

一般的名称：空気・酸素マスク

販売名：HUDSON RCI 中濃度酸素マスク

クラス分類：管理医療機器

医療機器認証番号：224AFBZX00009000

滅菌方法：未滅菌

小児用

製品番号 1011

- ・製品番号 1007 と同じ仕様の小児用サイズ。

個包装あり、10個/ケース

一般的名称：部分再呼吸式マスク

販売名：HUDSON RCI 高濃度酸素マスク

クラス分類：管理医療機器

医療機器認証番号：224AFBZX00010000

滅菌方法：未滅菌

OXYGEN MASKS



1000

高濃度酸素マスク (ショート)

小児用

製品番号 1000

- ・伸縮性の高いゴム紐は様々な頭のサイズにフィットします。
- ・快適性と視認性のため柔らかく透明なビニール素材です。
- ・適切な位置合わせて回転するアダプター。
- ・調整可能なノーズクリップによって快適なフィット感を実現します。
- ・750 mL リザーバーバッグ付。
- ・210 cm スタールーメン酸素チューブ付。

個包装あり、10個/ケース



1059

非再呼吸式酸素マスク (セーフティベント)

大人用

製品番号 1059

- ・抵抗の低い一方弁が再呼吸を防止し、呼気ガスを外に逃がします。
- ・伸縮性の高いゴム紐は様々な頭のサイズにフィットします。
- ・快適性と視認性のため柔らかく透明なビニール素材です。
- ・セーフティベントにより、室内の空気が取り込まれます。
- ・調整可能なノーズクリップによって快適なフィット感を実現します。
- ・750 mL リザーバーバッグ付。
- ・210 cm スタールーメン酸素チューブ付。

個包装あり、10個/ケース

製品番号 1069

- ・製品番号 1059 と同じ仕様の酸素チューブなし。



1060

非再呼吸式酸素マスク

大人用

製品番号 1060

- ・抵抗の低い一方弁が再呼吸を防止し、呼気ガスを外に逃がします。
- ・伸縮性の高いゴム紐は様々な頭のサイズにフィットします。
- ・快適性と視認性のため柔らかく透明なビニール素材です。
- ・調整可能なノーズクリップによって快適なフィット感を実現します。
- ・750 mL リザーバーバッグ付。
- ・210 cm スタールーメン酸素チューブ付。

個包装あり、10個/ケース

一般的名称：部分再呼吸式マスク

販売名：HUDSON RCI 高濃度酸素マスク

クラス分類：管理医療機器

医療機器認証番号：224AFBZX00010000

滅菌方法：未滅菌

一般的名称：空気・酸素非再呼吸式マスク

販売名：HUDSON RCI 非再呼吸式マスク

クラス分類：管理医療機器

医療機器認証番号：224AFBZX00008000

滅菌方法：未滅菌

Oxygen Therapy 酸素療法



AIR ENTRAINMENT MASKS



1088

マルチベントマスク

大人用 製品番号 1088

- ・ カラーコード分類した希釈器付き
グリーン：低濃度、ホワイト：高濃度
 - ・ ロッキングリングによって、流量設定を固定します。
 - ・ 高流量加湿用のアダプタ付き。
 - ・ 210 cm スタールーメン酸素チューブ付。
- 個包装あり、10セット/ケース



1098

セレクトベントマスク

- ・ 簡便に様々な濃度の酸素を供給します。
- ・ カラーコードで分類した希釈器には24%、28%、31%、35%、40%、50% の6種類があります。
- ・ 希釈器のみの販売はしていません。
- ・ 高流量加湿用のアダプタ付き。
- ・ 210 cm スタールーメン酸素チューブ付。

大人用 製品番号 1098

- ・ キットにはマスク、加湿アダプタ、酸素チューブ及び6つのカラーでコード分類した希釈器が含まれています。

個包装あり、10セット/ケース

一般的名称：ベンチュリマスク
販売名：HUDSON RCI ベンチュリマスク
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00133000
滅菌方法：未滅菌

NASAL CANNULAS

メドラインは、Hudson RCI* ブランドの酸素カニューレの幅広い製品ラインアップにより、あらゆる治療環境でさまざまな患者様のニーズに対応します。



1870

Softech Plus 酸素カニューレ

Softech Plus 酸素カニューレは患者への快適な酸素供給を可能にします。これまででもっとも柔らかいSoftech Plus酸素カニューレは従来のカニューレと比較して表面摩擦が30%減少*しました。

*当社調べ

- ・ フロング間のフレキシブルなノッチにより、患者様にフィットしやすくなります。
- ・ ソフトな分岐チューブは、さらに快適性を高めます。
- ・ つぶれやねじれに強いスタールーメン酸素チューブを採用しています。
- ・ グリーンの酸素チューブは視認性が高いため、誤接続を低減させます。

個包装あり、25本/ケース

Softech Plus 酸素カニューレ

製品番号	サイズ	チューブ長	スタールーメンチューブ	スタンダードコネクタ	数量
1870	大人用	210 cm	・	・	25
1871	小児用	210 cm	・	・	25
1872	乳幼児用	210 cm	・	・	25



1820

Softech 酸素カニューレ

Softech 酸素カニューレは、スタンダードなオーバーザイヤ型ソフトな鼻カニューレです。

- ・ フロング間のフレキシブルなノッチにより、患者様にフィットしやすくなります。
- ・ ソフトな分岐チューブは、さらに快適性を高めます。
- ・ つぶれやねじれに強いスタールーメン酸素チューブを採用しています。

個包装あり、25本/ケース

Softech 酸素カニューレ

製品番号	サイズ	チューブ長	スタールーメンチューブ	スタンダードコネクタ	数量
1820	大人用	210 cm	・	・	25
1838	小児用	210 cm	・	・	25
1828	乳幼児用	210 cm	・	・	25

一般的名称：経鼻用酸素供給カニューレ
販売名：HUDSON 酸素カニューレ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：304AFBZX00030000
滅菌方法：未滅菌

Oxygen Therapy 酸素療法



NASAL CANNULAS



1103



1104

オーバーザイヤ型酸素カニューレ

Hudson RCI オーバーザイヤ型酸素カニューレは、コストメリットがあり、大人用カニューレを幅広く展開しています。

- ・しなやかな曲線のリップタブが、安定した心地よい着用感を実現します。
- ・フロング部分はスタンダード (フレアなし) 又はフレアの 2 種類です。
- ・スタンダードチューブタイプとつぶれやねじれに強いスタールーメン酸素チューブタイプです。

個包装あり、25本/ケース

オーバーザイヤ型酸素カニューレ

製品番号	チューブ長	スタールーメンチューブ	スタンダードコネクタ	スタンダードネーザルチップ	フレアネーザルチップ	数量
1109	なし			・		25
1103	210 cm	・	・	・		25
1108	なし				・	25
1104	210 cm	・	・		・	25

一般的名称：経鼻用酸素供給カニューレ
販売名：HUDSON 酸素カニューレ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：304AFBZX00030000
滅菌方法：未滅菌

OXYGEN SUPPLY TUBING



スタンダードコネクタ

ユニバーサルコネクタ

酸素チューブ

Hudson RCI 酸素チューブは多くのケア環境において患者様と臨床医のニーズに合わせた様々な構成を可能にします。

- ・スタンダードまたはユニバーサルコネクタは互換性がある流量計に直接接続することができるためアダプタが不要です。
- ・独自に設計されたスタールーメンチューブの内腔は、ねじれや閉塞を防ぎます。

個包装あり、1箱の入数は以下の通り

酸素チューブ

製品番号	チューブ長	スタールーメンチューブ	スタンダードコネクタ	ユニバーサルコネクタ	数量
1115	210 cm	・	・		25
1118	420 cm	・	・		10
1925	210 cm	・		・	25

一般的名称：呼吸回路用ガス供給用チューブ
販売名：HUDSON RCI 酸素チューブ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00114000
滅菌方法：未滅菌

BUBBLE HUMIDIFIERS

アクアパック プレフィルドバブルヒューミディファイアー

アクアパック プレフィルドバブルヒューミディファイアーは、吸気ガスを加湿することで呼吸器粘膜の乾燥や痛みを和らげることを目的に設計されています。本製品は、より小さな気泡とより大きな表面攪拌を生成するマイクロディフューザーとなっており、静かな運転音で治療のための加湿を行い、患者様を快適にします。

- ・滅菌水とアダプタは、別売りとキットがあります。
- ・滅菌水リザーバの容量は 2 種類あります。
- ・リザーバボトルには、酸素チューブコネクタが付いています。



006-40J

003-40J

アクアパック 640 (601セット)

製品番号 006-40J

- ・滅菌水 650 mL
- ・400040 ヒューミディファイアーアダプターが入っています。

個包装あり、10 セット/ケース

アクアパック 601

製品番号 006-01J

- ・製品番号 400040 と使用します。
- ・使いやすいスナップオフトリガー設計

個包装あり、10 本/ケース

アクアパック 340 (301セット)

品番 003-40J

- ・滅菌水 340 mL
- ・400040 ヒューミディファイアーアダプターが入っています。

個包装あり、20 セット/ケース

アクアパック 301

製品番号 003-01J

- ・製品番号 400040 と使用します。
- ・使いやすいスナップオフトリガー設計

個包装あり、20 本/ケース



400040

ヒューミディファイアーアダプター

製品番号 400040

- ・酸素の流れに制約がかかった場合や酸素カニューレやマスクのチューブが閉塞した場合、アラームで知らせます。
- ・製品番号 003-01J または製品番号 006-01J と使用します。

個包装あり、40 個/ケース

一般的名称：酸素吸入加湿加湿装置用
販売名：HUDSON RCI アクアパック
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：223AFBZX00074000
滅菌方法：ガンマ線滅菌 (アダプタ)、無菌充填 (ボトル)

Aerosol Therapy エアロゾル療法



AEROSOL MASKS



1083

エアロゾルマスク (ロング)

大人用

製品番号 1083

- ・顔のサイズに合わせて、顎の下でしっかりと固定できます。
- ・透明で柔らかく、使い心地の良いビニール素材。
- ・ノーズクリップを調節して快適なフィット感を実現できます。
- ・エアロゾル療法を想定した設計。
- ・22 mm IDのエアロゾルチューブ (別売り) が使用可能。

個包装あり、10個/ケース

小児用

製品番号 1085

- ・製品番号 1083 と同じ仕様の小児用サイズ
- 個包装あり、10個/ケース



1084

エアロゾルマスク

大人用

製品番号 1084

- ・透明で柔らかく、使い心地の良いビニール素材。
- ・ノーズクリップを調節して快適なフィット感を実現できます。
- ・エアロゾル療法を想定した設計。
- ・22 mm IDのエアロゾルチューブ (別売り) が使用可能。

個包装あり、10個/ケース

一般的名称: 空気・酸素マスク
販売名: HUDSON RCI エアロゾルマスク
クラス分類: 管理医療機器
医療機器認証番号: 226AFBZX00134000
滅菌方法: 未滅菌

FACE TENTS



1095

フェーステント

製品番号 1095

- ・湿度の高いエアロゾル療法用。
- ・透明で柔らかく、使い心地の良いビニール素材。顎の下で固定することで、会話もスムーズにできます。
- ・22 mm IDのエアロゾルチューブ (別売り) が使用可能。

個包装あり、5個/ケース

一般的名称: ミストテント
販売名: HUDSON フェーステント
クラス分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B1X00062RSP001
滅菌方法: 未滅菌

TRACHEOSTOMY MASKS



1075

気管切開用マスク

大人用

製品番号 1075

- ・気管切開や咽頭切除を伴うエアロゾル療法向け。
- ・コネクタが 360 度回転しますので、快適な位置にセットできます。
- ・22 mm OD コネクタは、22 mm 蛇管やネプライザT コネクタに接続できます。

個包装あり、10個/ケース

小児用

製品番号 1076

- ・製品番号 1075 と同じ仕様の小児用サイズ。
- 個包装あり、10個/ケース

一般的名称: エアロゾル気管切開用マスク
販売名: HUDSON RCI 気管切開用マスク
クラス分類: 管理医療機器
医療機器認証番号: 224AFBZX00011000
滅菌方法: 未滅菌

AEROSOL SUPPLY TUBING



1516

(写真はカットオフひと節)

コラ・フレックス チューブ

- ・22 mm の柔らかく軽量なディスプレイザブル蛇管には、あらかじめ一般的なサイズでカットされているものとロールタイプがあります。これらにはカット可能なカフがついています。
- ・テーパークラフは、ほとんどの22 mm 呼吸療法関連アプリケーションに確実に接続することができます。

個包装あり、1 箱の入数は以下の通り

コラ・フレックス

製品番号	チューブ長	カットオフライン長	数量
1516	120 cm	15 cm	5
1517	150 cm	15 cm	5
1518	180 cm	15 cm	5
1680	30 m (ロールタイプ)	16.5 cm	1



1680

一般的名称: エアロゾル注入チューブ
販売名: HUDSON RCI エアロゾルチューブ
クラス分類: 管理医療機器
医療機器認証番号: 226AFBZX00109000
滅菌方法: 未滅菌

Aerosol Therapy エアロゾル療法



SMALL VOLUME NEBULIZERS



1883

MICRO MIST ネブライザ

MICRO MIST ネブライザは、90 度まで傾けても適切なサイズの粒子を供給する高性能なネブライザです。エアロゾルの質を損なうことなくネブライザ容器の位置が選択可能です。本製品は断続的なエアロゾル療法に使用することができ、優れた性能と経済性を発揮します。

一貫した性能を維持しつつネブライザ容器の角度を 90 度まで調節できるため薬液投与を柔軟に行うことが可能です。

- ・意図的に取り外さない限り、パフルは外れません。
- ・液漏れを防止するため閉めやすいねじ式キャップと 6 cc のこぼれにくい容器を採用。
- ・推奨流量：8LPM

個包装あり、1 箱の入数は以下の通り

Micro Mist ネブライザ

製品番号	ネブライザ	T コネクタ	マウスピース	呼吸管	スタールーメンチューブ	コネクタ	数量
1880	・						10
1881	・	・	・				10
1882	・	・	・		・	スタンダード	10
1883	・	・	・	・	・	スタンダード	10

一般的名称：非加熱式ネブライザ
販売名：HUDSON ネブライザ
クラス分類：一般医療機器
医療機器届出番号：13B1X00062RSP002
滅菌方法：未滅菌

一般的名称：呼吸回路セット
販売名：HUDSON RCI ネブライザ・酸素チューブセット
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00113000
滅菌方法：未滅菌

SMALL VOLUME NEBULIZERS



1720

UP-DRAFT ネブライザ

- ・ 1 時間以上のエアロゾル療法を可能にする大容量の 15 cc 容器

UP-DRAFT ネブライザ

製品番号	ネブライザ	T コネクタ	マウスピース	スタールーメンチューブ	数量
1720	・	・	・	・	10

一般的名称：呼吸回路セット
販売名：HUDSON RCI ネブライザ・酸素チューブセット
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00113000
滅菌方法：未滅菌



1790

新生児用ネブライザキット 製品番号 1790

10 mm ID 回路を使用した新生児の人工呼吸管理中に行うネブライザ療法を対象としています。

キットには、以下の構成部品が各 1 個含まれています。

- ・ UP-DRAFT II ネブライザ
- ・ 30 cm、10 mm の呼吸管
- ・ 22 mm OD/18 mm ID x 10 mm エアロゾルアダプタ
- ・ 10 mm x 7.5 mm コネクタ
- ・ 10 mm ID x 10 mm OD 新生児用 T コネクタ
- ・ 210 cm スタールーメン酸素チューブ

個包装あり、10 セット/ケース

一般的名称：呼吸回路セット
販売名：HUDSON RCI ネブライザ・酸素チューブセット
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00113000
滅菌方法：未滅菌

Aerosol Therapy エアロゾル療法



LARGE VOLUME NEBULIZERS

当社のアクアパック プレフィルドネブライザーは、コールドネブライザーやホットネブライザーを行うことができる用途の広いシステムです。患者様のニーズに合わせてリザーバ、アダプタをお選びいただけます。



037-00J

アクアパック プレフィルドネブライザー

- ・透明なリターン チューブを備えた アクアパック プレフィルド ネブライザー システムは、大きな粒子をリザーバに戻してエアロゾル化し、チューブ内の結露を減らすように設計されています。
- ・一貫したエアロゾル療法のために2つの精密なネブライザーアダプターのいずれかを選択可能です。
- ・プレフィルドリザーバのサイズは、440 mL、760 mL、1070 mL の3種類です。

アクアパック400
製品番号 004-00J

アクアパック700
製品番号 037-00J

アクアパック1000
製品番号 040-00



031-28J

031-33J

ネブライザーアダプター

当社では、一貫したエアロゾル療法を行うため2種類のネブライザーアダプターを提供しています。ネブライザーアダプターは、プレフィルドリザーバと一緒に使用するように設計されています。

ネブライザーアダプター 028 (黄色)
製品番号 031-28J

- ・ベンチュリー式アダプタは、酸素濃度を 28% から98% までの間で設定することができます。
- 個包装あり、10 個/ケース

ネブライザーアダプター 033 (青色)
製品番号 031-33J

- ・ベンチュリー式アダプタは、酸素濃度を 33% から98% までの間で設定することができます。
- 個包装あり、10 個/ケース

アクアパック プレフィルドリザーバとネブライザーアダプターの構成

製品番号	サイズ	数量
004-00J	440 mL	20
037-00J	760 mL	10
040-00	1070 mL	10
031-28J	-	10
031-33J	-	10

一般的名称：酸素吸入加温加湿装置用水
販売名：HUDSON RCI アクアパック
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：223AFBZX00074000
滅菌方法：ガンマ線滅菌 (アダプタ)、無菌充填 (ボトル)

NEBULIZER HEATER



050-12J

アクアサームIII ヒーター
製品番号 050-12J

- ・加温したエアロゾル療法を行うためには、アクアパック プレフィルドネブライザーシステムと一緒に使用します。
 - ・ライト付きパワースイッチを採用。
 - ・患者様のニーズに合わせて噴霧温度を調節できます。
- 1台/ケース

一般的名称：加熱式ネブライザ
販売名：HUDSON アクアサームIII
クラス分類：一般医療機器
医療機器届出番号：13B1X00062RSP004
滅菌方法：未滅菌

アクアサーム III ヒーターパッキン
製品番号 RU-0067

- ・交換用のパッキンです。プレフィルドリザーバ接続部分に取り付けます。
- 10 枚/ケース

Incentive Spirometers 肺機能練習器



ラテックス
フリー

VOLDYNE® INCENTIVE SPIROMETER



8884719016

ボルダイン 4000 製品番号 8884719016

- 最大吸気量：4000 mL
 - ・グッド - ベター - ベストの指標付き。
 - ・コンパクトで人間工学的なデザイン。
 - ・持ち手付。
- 個包装あり、6個/ケース



8884719018

ボルダイン 2500 製品番号 8884719018

- 最大吸気量：2500 mL
 - ・グッド - ベター - ベストの指標付き。
 - ・コンパクトで人間工学的なデザイン。
 - ・持ち手付。
- 個包装あり、6個/ケース

一般的名称：非能動型呼吸運動訓練装置
販売名：HUDSON 肺機能練習器
クラス分類：一般医療機器
医療機器届出番号：13B1X00062RSP003
滅菌方法：未滅菌

TRIFLO II™ INCENTIVE SPIROMETER



8884717301

トリフロー-II BREATHING EXERCISER 製品番号 8884717301

- ・ワイドな流量レンジ：600 ~ 1200 cc/sec
 - ・3つのカラーボールがそれぞれ入った3つのチャンバー。
 - ・それぞれのチャンバーには最小流量の記載。
 - ・コンパクトなデザインで壊れにくいプラスチック。
- 個包装あり、6個/ケース

一般的名称：非能動型呼吸運動訓練装置
販売名：HUDSON 肺機能練習器
クラス分類：一般医療機器
医療機器届出番号：13B1X00062RSP003
滅菌方法：未滅菌

Adaptors & Connectors アダプタ&コネクタ



ラテックス
フリー

メドラインは、アダプタ&コネクタの広範な製品ラインを幅広いサイズとデザインで提供し、呼吸療法におけるニーズに対応します。



1421

ユニバーサルカフアダプタ 製品番号 1421

- ・22 mm ID スタンダードコネクタ。
- 25 個/ケース



1422

マルチアダプタ 製品番号 1422

- ・15 mm ID x 22 mm OD スタンダードコネクタ。
- 25 個/ケース



1645

サーモメーターアダプタ 製品番号 1645

- ・22 mm OD x 22 mm ID スタンダードコネクタ。
- 25 個/ケース



1423

チュービングアダプタ 製品番号 1423

- ・22 mm ID x 5 ~ 7 mm テーパーニップル。
 - ・気管切開用マスク（製品番号 1075）と併用可能。
- 25 個/ケース

一般的名称：単回使用呼吸回路用コネクタ
販売名：HUDSON RCI コネクタ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00091000
滅菌方法：未滅菌

Adaptors & Connectors アダプタ&コネクタ



ラテックス
フリー



1420

チュービングコネクタ

製品番号 1420

- ・ 5 ~ 7 mm のコネクタを用いて酸素供給チューブに接続可能。
- 25 個/ケース



42555

ニップルナットアダプタ

製品番号 42555

- ・ DISS 規格の酸素アウトレット用アダプタ。
- ・ スイベルコネクタ
- 25 個/ケース



1641

エルボーアダプタ

製品番号 1641

- ・ 22 mm ID x 22 mm OD スタンダード。
- 25 個/ケース



1665

ワンウェイバルブ

製品番号 1665

- ・ 低い流量抵抗 / 22 mm ID ~ 22 mm OD
- 25 個/ケース

一般的名称：単回使用呼吸回路用コネクタ
販売名：HUDSON RCI コネクタ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00091000
滅菌方法：未滅菌



1650

ウォータートラップ

製品番号 1650

- ・ 容量 70 cc
- ・ 22 mm OD x 22 mm OD チューブコネクタ。
- ・ 回路の開通性を確保するためのシーリング蓋。
- 10 個/ケース

一般的名称：単回使用人工呼吸器用ウォータートラップ
販売名：HUDSON ウォータートラップ
クラス分類：一般医療機器
医療機器届出番号：13B1X00062RSP005
滅菌方法：未滅菌



1077

エアロゾルトコネクタ

製品番号 1077

- ・ 漏れにくいデザインにより水滴の吸入を最低限に抑制
- ・ 22 mm OD x 15 mm ID / 22 mm OD x 22 mm OD
- 25 個/ケース



1639

ネブライザTコネクタ

製品番号 1639

- ・ 22 mm OD x 18 mm ID x 22 mm ID
- ・ 一般的なスモールボリュームネブライザに対応。
- 25 個/ケース

一般的名称：単回使用呼吸回路用コネクタ
販売名：HUDSON RCI コネクタ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00091000
滅菌方法：未滅菌



1565

マウスピース

製品番号 1565

- ・ 15 mm / 22 mm OD スタンダードマウスピース。
- 25 個/ケース

一般的名称：単回使用マウスピースコネクタ
販売名：HUDSON RCI マウスピースコネクタ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00112000
滅菌方法：未滅菌



1742

エアロゾルドレナージシステム

製品番号 1742

- ・ Y字型アダプターが付いたディスパーザブルドレナージ
- ・ バッグは22 mm ID の標準的な蛇管に接続可能。
- ・ バッグ容量：750 cc
- ・ プラスチックチェーンによりバッグの固定が可能。
- ・ 便利なドレナージポート。
- 10 個/ケース

一般的名称：単回使用呼吸回路用コネクタ
販売名：HUDSON RCI コネクタ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：226AFBZX00091000
滅菌方法：未滅菌