

A easyangle

一般医療機器
角度計(JMDNコード:37529000)
イトー easyangle
製造販売届出番号:11B2X10041000012



関節可動域の測定をスマートに

easyangleは、関節の可動域を測定するための先進的な機器です。
正確な測定で結果を保存し、患者様へすぐにフィードバックすることができます。

正確な測定

操作が簡単

結果の保存



- すべての関節に使用可能。ゴニオメータよりも簡単に測定ができます。
- 片手で測定が可能。もう一方の手は患者様を支えることができます。
- 測定結果がひと目で分かるデジタルディスプレイにより患者様にすぐに結果をフィードバックできます。
- 過去5回分の測定値を見ることができます。
- 高性能なセンサーを搭載。人間工学に基づいた設計。



【履歴表示画面】



How to use
easyangle



easyangleでの測定



股関節内旋の測定



手関節橈屈の測定



メーカー希望小売価格
34,800円(税抜)

【標準付属品】



ガイド物差し(長)



ACアダプター

■仕様

定格電源	本体:DC 3.7V(リチウムイオン充電電池) 本体充電用アダプター: 入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC5.0V 0.6A	環境条件	使用環境 10~45℃
		微粒子状物質に対する保護等級	IP4X
電撃に対する保護の形式と程度	内部電源機器、B形	作動時間	2週間(12分/日使用の場合)
サイズ	(H)37×(W)86×(D)38(mm)	センサー精度(0°-180°)	±1°

■お問い合わせ先

製造販売元 **伊藤超短波株式会社**

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

製品に関するお問い合わせはこちらまで

メディカル営業部 <http://www.medical.itolator.co.jp/>

営業所	札幌	TEL.011(820)2830	FAX.011(842)1562
	仙台	TEL.022(306)7667	FAX.022(306)7688
	埼玉	TEL.048(254)1013	FAX.048(254)1014
	東京	TEL.03(3812)1217	FAX.03(3814)4587
	横浜	TEL.045(949)0023	FAX.045(949)0025
	名古屋	TEL.052(701)4515	FAX.052(701)6905
	大阪	TEL.072(242)1043	FAX.072(242)1040
	広島	TEL.082(292)3330	FAX.082(292)3331
	福岡	TEL.092(573)6053	FAX.092(573)0218