

Medtronic


# 良好な視野を 最少の動作で

## クリアファイ™くもり止めシステム


### 手術の開始から終了まで良好な視野をお届け

クリアファイ™くもり止めシステムは、  
レンズをくもりにくくし、スコピストがレンズを  
拭く手間を削減します。良好な視野でサポートすることで、  
手術時間の短縮にも貢献します。

### クリアファイ™ 使用前



### クリアファイ™ 使用後



# 手術時間の短縮

## 1 症例につき、6分から22分の時間短縮に繋がります※。

- ・電源を入れてから、約5分間で本体が温まります。
- ・スコープを5秒間挿入するだけで温めが完了します。
- ・約5時間温め続けることができます。

※社内実験にて86名の外科医を対象に臨床実験を行ったところ、同商品を使用したほうが、手術時間が6.3分～21.7分短縮されることが分かった。HMV Report, Phase II, December 2013

## 2つのリスク低減をサポート

### 1. 術中のリスク低減をサポート

- ・従来のステンレスボトルは、術野付近で熱湯を用いるため、熱傷などのリスクがあります。



マイクロパッド



### 2. レンズの損傷低減をサポート

- ・ステンレスボトルが不要です。
- ・専用のマイクロパッドでレンズの汚れをきれいにふき取ります。

## スコピスト完結型

### 置く場所を選ばない

- ・覆布の上から貼り付けることができ、スコピストの手元に固定することができます。



シール面とドレープを鉗子等で固定する

### 手術時間の短縮に貢献

- ・ステンレスボトルの代わりになるため、器械出しナースへの手渡し作業を省略することができます。
- ・結果的に手術時間の短縮※に貢献し、手術室スタッフにも受け入れていただきやすい製品です。



## その他のメリット

### より効率的に手術をサポート

- ・1製品にすべてのパーツが含まれています。

### 正しいホワイトバランスを提供

- ・本体に挿入したまま正しいホワイトバランスが調整できます。

## マイクロパッド、トロカーワイブはX線不透過性の素材が混合

# Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel:0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名：クリアファイ

医療機器認証番号：227AABZX00110000 クラス：II

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2023 Medtronic.  
Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

ct-ai-ot-clear(03)  
2305.fk.SI-A1145

製品コード	製品名
21-345	クリアファイ™くもり止めシステム

- 構成部品
- ・本体
  - ・プラグ
  - ・トロカーワイブ(トロカースリーブ清掃用)1本
  - ・マイクロパッド(内視鏡レンズ清掃用)2枚