

フォラケア・モノスティック

複数患者使用不可

インジェクターで針に触らずに廃棄可能



穿刺の深さを6段階に調節可能

0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8 (mm)



| | |
|--------|------------------|
| JAN | 4571382760913 |
| 商品番号 | 5010L2001 |
| 寸法 | 118mm(長さ)×Φ17mm |
| 重さ | 16.5g |
| 入数 | 1本 |
| 医療機器分類 | 一般医療機器 |
| 一般的名称 | 採血用穿刺器具 |
| 届出番号 | 13B1X10090000014 |

専用消耗品

フォラケア・ブルーランセット30G (30本入)

再使用禁止



| | |
|--------|------------------|
| JAN | 4571382760883 |
| 商品番号 | 5084L1001 |
| 寸法 | 32mm(長さ)×Φ6.4mm |
| 入数 | 30本 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 一般的名称 | 単回使用自動ランセット |
| 認証番号 | 306AGBZX00012000 |

製造販売業者
株式会社フォラケア・ジャパン

〒105-0004
東京都港区新橋5-10-8 FORAビル3階
TEL: 03-6452-8642
FAX: 03-6452-8641
WEB: <https://www.foracare.co.jp>

お問い合わせ



LINE

