

清拭を効率良く行い・より充実させるために



ウエットシート・おしぼりなどに!

清拭時に温かいタオルを用意する際の手間や時間を改善



患者さまの体温維持・看護師の負担低減

ハクゾウメディカル株式会社

手軽

小型&取っ手付きで

持ち運びやすい

| 製品寸法 | 約 W200×H120×D130mm |
|------|--------------------|
| 製品重量 | 約 350g(AC アダプタ込) |



本体取り外し可能で

ラウンド時(見回り時)に便利!

➡清拭シートを温かいまま持ち運べる

衛生的

表面材はアルミ素材なので お手入れが簡単!

次亜塩素酸ナトリウム 1000ppm 第四級アンモニウム塩 80vol% エタノール

約 300 回清拭



問題なし

(当社製品清拭による社内調査結果です)

安全

加熱防止機能として

サーモスタットを搭載

80℃以上になると

ON 2-3-0FF

OFF

50-55°Cになると ヒーター ON

※12時間以上のご使用はお控えください。

簡便

2つの取り出し口で

先入れ先出しの徹底が可能



対象製品

- ・ハクゾウリラケア
- ・ハクゾウすっきりタオル
- ・ハクゾウ爽やか清潔タオル
- ・ハクゾウハイポクロス
- ・ウエットプレット

等にご使用いただけます!

| | | | | | オペ前後(体温維持に | |
|----------|--------------|--------|------|------|------------|--|
| ハクゾウリラケア | すっきりタオル | | | | ハイポクロス | |
| | S (厚) | M(厚) | L(厚) | L(薄) | 1147 EX | |
| 約 12袋 | 約 25 本 | 約 21 本 | 約12本 | 約18本 | 約 20 本 | |

| 品番 | 規格 | 包装 | サイズ/包装 | 1梱入数 | サイズ/ケース | JANコード |
|-----------|------------|----|------------------|----------|------------------|-----------------|
| 1850272 | ACアダプタ付 | 1台 | W202×D145×H129mm | - 8台/ケース | W580×D404×H129mm | 4 958286 719467 |
| 1050272 / | AC/9/99 TE | '- | 393.3g | | 4.06kg | |



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL. 06-6942-0451 https://www.hakuzo.co.jp/

大阪中央営業所 ☎ 06-6943-6118

阪神営業所 2078-262-1634 神戸営業所 2078-940-8975 広島営業所 2082-849-4188 福岡営業所 2092-481-5921 熊本営業所 2096-345-2253 札幌駐在所 2011-788-8009 北陸駐在所 2076-225-8013 愛媛駐在所 20898-52-7656 高松駐在所 2087-813-7416 鹿児島駐在所 2099-296-1925 沖縄駐在所 2098-941-5320