


Panbio™ 同時検査に 新ラインアップ 「鼻腔ぬぐい液」で、やさしい検査を



SARSコロナウイルス抗原キット | インフルエンザウイルスキット
Panbio™ COVID-19/Flu A&B パネル (鼻腔ぬぐい液用)




キット同梱：
鼻腔ぬぐい液用滅菌綿棒
(実寸大, 8cm)

- 鼻腔専用綿棒で、快適・安心な操作
- 鼻腔検体で、患者さんの負担を軽減
- 適切な採取で、検査精度を確保




操作方法は動画でチェック

左のQRコードから、検体の採取と製品の使用方法を
アニメーションでご紹介しています。



Q. 鼻咽頭での検体採取に、抵抗を示されたことはありませんか？

A. 一般の方を対象とした調査では
74%¹の方が痛みの少ない
鼻腔ぬぐい液による検査を支持しています。



Q. 鼻腔ぬぐい液は鼻咽頭ぬぐい液に比べて感度が低いと思われていませんか？

A. 適切な採取法で、
鼻腔ぬぐい液と鼻咽頭ぬぐい液の
全体一致率は98.5%以上²を
実現しました。

	全体 一致率	陽性 一致率	陰性 一致率
SARS-CoV-2	98.7%	98.2%	98.9%
A型インフルエンザ	98.5%	88.7%	99.2%
B型インフルエンザ	99.5%	96.7%	99.7%

製品情報



Panbio™ COVID-19/Flu A&B パネル (鼻腔ぬぐい液用)

- 検体種：鼻腔ぬぐい液
- 判定時間：15分 (15分前または20分過ぎたものは判定しない)
- 貯蔵方法：2～30℃に保存
- 有効期間：18箇月 (使用期限は外箱に記載)
- 包装単位：10テスト用

品名	Panbio™ COVID-19/Flu A&B パネル (鼻腔ぬぐい液用)	Panbio™ COVID-19/Flu A&B パネル 陽性コントロールスワブ
統一商品コード	800005694	800005762
JANコード	4571226475706	4571226475775
包装単位	10テスト用	10本
体外診断用医薬品 製造販売承認番号	30700EZX00004000	-

関連製品



Panbio™ COVID-19/Flu A&B ラピッドパネル (鼻咽頭ぬぐい液用)

- 検体種：鼻咽頭ぬぐい液
- 判定時間：15分 (15分前または20分過ぎたものは判定しない)
- 貯蔵方法：2～30℃に保存
- 有効期間：24箇月 (使用期限は外箱に記載)
- 包装単位：10テスト用

品名	Panbio™ COVID-19/Flu A&B ラピッドパネル (鼻咽頭ぬぐい液用)	Panbio™ COVID-19/Flu A&B 陽性コントロールスワブ
統一商品コード	800005632	800005595
JANコード	4571226475645	4051892006089
包装単位	10テスト用	10本
体外診断用医薬品 製造販売承認番号	30500EZX00030000	-

1：弊社アンケート結果より (マクロミル社 インターネット 調査 2024年12月実施)
2：製品電子添文より検体種間の全体一致率

製造販売元
アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
〒270-2214 千葉県松戸市松飛台357

(問い合わせ先)
TEL：0120-1874-86 (受付時間：9:00～17:00 土、日、祝日を除く)

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社 お客様相談室
〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1



製品の詳細は、上のQRコード
よりご確認ください。

