



seca 877




ご使用の前に



体重を測る



seca 877



seca 877

技術データ

kg Max	kg Min	e			+10 °C から +40 °C	a = 321mm	b = 356mm	c = 60 + 6mm	kg
200kg	1 kg	< 100kg: 100g							3.3kg
		≥ 100kg: 200g							

⚠ HOLD: ! のついた三角形は、保持された表示が検定外の追加機能であることを表しています。

保証

材質または製品の欠陥について、製品が配送されてから一年間の保証期間が適用されます。

乾電池、コード、AC アダプター、充電式電池などの可動の部品はこれにあてはまりません。保証が適用される欠陥は無料で修理されます。その場合、領収書の提示が必要です。

この条件にあてはまらない要求には応じられません。お客様の住所以外の場所からの運送費は、お客様の負担になります。

運送中に生じた欠陥についての保証は、運送が完全な本来の梱包状態にあり、製品が本来のパッキングで保護されて固定されていた場合にのみ適用します。そのため、梱包部材は全て保管してください。

seca 社から資格を与えられた担当者以外によって器械内部があけられた場合の保証は負いかねます。

海外のお客様の商品保証のケースは、製品をお求めになられた店舗の担当の店員がうけたまわります。

Adress

有限会社 seca
〒 262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町 94
電話 : +81 (0) 43-216-0850
ファックス : +81 (0) 43-216-0851

seca yk.
94 Sankakucho, Hanamigawaku,
Chiba City, Chiba, 262-0011 Japan
Phone: +81 (0) 43-216-0850
Fax: +81 (0) 43-216-0851

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg • Germany
Phone • +49 (0)40 20 00 00 0
Fax • +49 (0)40 20 00 00 50
E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca 877



seca
group

seca deutschland
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria

seca
Precision for health