


ニチバン  
サージフィット™  
SURGIFIT™

術後早期の創管理に

優れた吸収・保水性

高い視認性

肌にやさしい



一般医療機器：手術用被覆・保護材(救急絆創膏)  
JMDNコード：34654000(34864000)  
医療機器届出番号:13B2X00218371801




規格

| 品番      | サイズ(mm) |        | 入数(個箱) | 標準価格(税別)   | JANコード        |
|---------|---------|--------|--------|------------|---------------|
|         | テープ     | パッド    |        |            |               |
| SRG0607 | 60×70   | 30×35  | 50枚    | 9,500円／個箱  | 4987167093143 |
| SRG0610 | 60×100  | 30×65  | 30枚    | 8,700円／個箱  | 4987167091897 |
| SRG0915 | 90×150  | 50×100 | 20枚    | 9,000円／個箱  | 4987167091903 |
| SRG0921 | 90×210  | 50×160 | 20枚    | 11,000円／個箱 | 4987167091910 |
| SRG0927 | 90×270  | 50×210 | 10枚    | 6,500円／個箱  | 4987167096663 |
| SRG0933 | 90×330  | 50×280 | 10枚    | 9,500円／個箱  | 4987167096670 |

# 1 優れた吸収・保水性

- ▶ ガーゼ 10 枚分以上の吸収量があり、吸収速度が速い（右図参照）ため、創部に血液・滲出液が溜まりにくい

- ▶ 保水性が高いため、血液等の逆戻りが少ない



創部に適した環境に整える

# 2 高い視認性


- ▶ パッドに開孔部を設けているため、貼ったまま創部の観察が可能



創部の変化を早期に発見できる

# 3 肌にやさしい

- ▶ 透湿性が高いため、ムレにくい




肌にやさしいウレタンジェル粘着剤を採用


- ▶ 角質のはがれが少ないため、はく離刺激を軽減

はく離角質細胞比較写真

はがしたテープに付着した角質細胞（紫色部分）



アクリル系粘着剤




ウレタンジェル粘着剤

皮膚トラブルが起こりにくい

※掲載データ:すべて社内データであり、保証値ではありません。

## 使いやすさを追求



最後にはがすキャリアフィルムは、真ん中からはがせるセンターピール仕様

センターピール仕様だから使いやすい

### <使用上の注意>

重要な基本的注意

感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないでください。

### <使用目的又は効果>

1. 手術用被覆・保護材用途  
術後創傷の被覆・保護に用いる。
2. 救急絆創膏用途  
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

TMIは商標です。

日本製  
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3  
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

SEN213BGP