



## スーパーキャス5 安全にご使用頂くために

メディキット株式会社（発 売 元）  
東郷メディキット株式会社（製造販売元）


平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。  
弊社スーパーキャス5 製品につきまして、ご使用時は下記の点に特にご注意の上お取扱いいただきますようお願い申し上げます。

### 金属内針収納時のご注意（収納時に血液飛散を低減する方法のご紹介）

**金属内針がカテーテル内にある時に白いボタンスイッチを押して安全機構を作動させてください。**

金属内針の露出時間を最短に抑えます。

血液飛散の低減が期待できます。



ここでプッシュ

以上。