

ファイコン®

抗菌

セルフカテ® かんたんキャップ型

女性用

男性用

抗菌効果をプラス!
外出先でも安心してお使いいただけます。



開けるときは



カンタン開閉

パツと外せて片手でカンタン。

専用ケースのキャップを少しずらすだけで、簡単に開けられます。
また使用後はキャップを押しても、少し回しても閉じることができます。

閉じるときは



パツ!

カチツ!



カチツ!



シリコーン



やさしいカタチになりました。

柔らかなシリコーン製のカテーテルは、
滑らかな先端で優しく挿入できます。
また、排出口がラッパ形状なので
キャップの脱着がとても容易です。



抗菌効果をプラス。

専用ケース、キャップ、フックは抗菌処理を施していますので、
いつでも清潔に安心してご使用いただけます。
※カテーテル本体は抗菌加工が施されていません。

脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・膀胱頸部硬化症の疾患のために
排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象（VUR）あるいは、膀胱および
上部尿路の慢性又は反復する感染症がある場合などにご使用いただけます。

■セルフカテ かんたんキャップ型

製品番号	呼 称	外径 mm	全長 mm	包装単位
0151356	セルフカテ かんたんキャップ型 女性用	4.0	140	5本/箱
0151456	セルフカテ かんたんキャップ型 男性用		290	

販 売 名: セルフカテ®

クラス分類: 管理医療機器

未滅菌

一般的名称: 間欠泌尿器用カテーテル

医療機器認証番号: 220ADBZX00114000

<http://www.fujisys.co.jp/>
富士システムズ株式会社

札幌 011-211-0751 仙台 022-748-4201 大 富 048-729-6480
東京 03-5689-1901 横浜 045-473-5321 名古屋 052-265-9221
金 沢 076-255-3499 大 阪 06-6943-8404 広 島 082-555-8091
福 岡 092-262-6777

