

閉鎖式採尿バッグ（スタンダードタイプ）



- 閉鎖式採尿バッグ（スタンダードタイプ）

Closed Foley System

閉鎖式採尿バッグ(スタンダードタイプ)

尿採取口(ニードルレスタイプ)

針刺切創防止対策により、尿採取口はニードルレス採尿ポートを採用しました。採尿時には、針の付いてない一般的なスリップタイプのディスポーザブルシリンジをご使用下さい。



チャンバー

ストレートタイプでスムーズに尿が落下します。



コック閉

コック開

排尿部分

排尿時に片手で作業できるコックハンドルを使用することにより、簡単に排尿作業ができるようになりました。

導尿チューブ

導尿チューブを太くすることにより、折れ曲がりにくくなり、尿の流れもスムーズになりました。
また、チューブの内側を閉塞しにくい形状にしましたので、万が一折れても尿の流れは確保できます。



製品規格

商品名	商品コード	規格	入り数	標準価格	ケース入り数	JANコード
コンファ閉鎖式採尿バッグ (スタンダードタイプ)	800025016	2500mL	10枚	OP	6箱	4534089800436

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。

 **株式会社エフスリー**

本社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415
TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233
〈E-mail〉 fine@fthree.co.jp
〈HP〉 <http://www.fthree.co.jp/>

代理店