



薬液注入量の目安 **20g入** 80ml **55g入** 250ml

使用方法



封を切り調整日をご記入ください。



チャックを開け薬液を注いでください。
ご使用後はチャックをしっかりと閉じてください。



中身のカット綿はウォーターニードル加工で、薬液を注いでも剥がしやすく、1枚1枚無駄なく取り出せます。
ダイヤモンドプレス加工で、毛羽立ちが少なく、皮膚や器具への繊維残りを抑制します。

特長

- お好きな薬液を注いで使える滅菌済カット綿。
- 万能壺が不要となり、容器の洗浄・滅菌などにかかる手間やコストが削減できます。
- ポリチャックをして保管することにより、薬液の揮発と異物混入を高いレベルで防止します。
- どこでも容易に持ち運びが出来ますので、緊急時にもお使いいただけます。

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	重量	希望小売 価格	梱入数	JANコード	ITFコード
ワンショットドライ (滅菌済) 55g	単品 157×190× 50	65g	オープン 価格	15 × 4		中箱 24987603114641
	中箱 80×440×285	1.2kg				梱 14987603114644
	梱 340×470×310	5.4kg				
ワンショットドライ (滅菌済) 20g	単品 122×165× 30	27g	オープン 価格	10 × 6		中箱 24987603114658
	中箱 90×300×220	410g				梱 14987603114651
	梱 305×465×315	3.1kg				

販売名: HAKUJUJI ワンショットドライ

届出番号: 13B2X00023000045

●お問い合わせは

 **白十字株式会社**
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12