



一般医療機器

サージカルパッド

滅菌サンドガーゼ/サンドガーゼ Fタイプ



※滅菌タイプ専用包装箱

創傷部からの剥離性に優れた、
高吸収で薄型のサージカルパッドです。



商品特長

剥離性がよい

- 表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創傷部に固着しにくく剥離性に優れたサージカルパッドです。

優れた吸収力

- 高分子吸収ポリマーシートを使用しているため、多量の滲出液を吸収することができます。

外モレ防止


- 裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。

商品情報

使用方法

- フィルム面を創傷部にあてて使用してください。
- 医療用テープや、包帯などで固定してください。

構成



商品規格

■滅菌サンドガーゼFタイプ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
15747	滅菌サンドガーゼ SF7515-1 7.5cm×15cm 1枚入(30袋)	販売単位 150 × 240 × 115	—	8箱	4971032157474
		外装 617 × 248 × 252	—		14971032157471
15748	滅菌サンドガーゼ SF1515-1 15cm×15cm 1枚入(20袋)	販売単位 150 × 240 × 115	—	8箱	4971032157481
		外装 617 × 248 × 252	—		14971032157488
15749	滅菌サンドガーゼ SF1530-1 15cm×30cm 1枚入(20袋)	販売単位 200 × 240 × 115	—	6箱	4971032157498
		外装 617 × 248 × 252	—		14971032157495
15750	滅菌サンドガーゼ SF3030-1 30cm×30cm 1枚入(15袋)	販売単位 200 × 240 × 185	—	4箱	4971032157504
		外装 418 × 388 × 252	—		14971032157501

■販売名:滅菌オオサキサンドガーゼF ■届出番号:23B2X10001000071

一般医療機器 手術用被覆・保護材:34654000

熱傷被覆・保護材:11322101

医療用不織布:34655000

EOG Tyvek

◇商品はすべてオープン価格です。

■サンドガーゼFタイプ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
15755	サンドガーゼ F7515 7.5cm×15cm 60枚入	販売単位 170 × 200 × 170	350.0g	5箱	4971032157559
		外装 318 × 409 × 213	3.8kg		—
15756	サンドガーゼ F1515 15cm×15cm 40枚入	販売単位 170 × 200 × 170	350.0g	5箱	4971032157566
		外装 318 × 409 × 213	3.8kg		—
15757	サンドガーゼ F1530 15cm×30cm 50枚入	販売単位 217 × 147 × 322	350.0g	4箱	4971032157573
		外装 458 × 318 × 333	3.8kg		—
15758	サンドガーゼ F3030 30cm×30cm 25枚入	販売単位 217 × 147 × 322	350.0g	4箱	4971032157580
		外装 458 × 318 × 333	3.8kg		—

■販売名:オオサキサンドガーゼF ■届出番号:23B2X10001000072

一般医療機器 手術用被覆・保護材:34654000

熱傷被覆・保護材:11322101

医療用不織布:34655000

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221

ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店