

MMI[®]

ディスポECG電極 クオーレ

Ag / AgCl HYDRO SOLID GEL

スタンダードタイプ & X線透過タイプ



使いやすいティアドロップ形状のECG電極です。

■ハイドロソリッドゲル

乾燥しにくく、水分含有量の多いハイドロゲルを採用しています。
使用後のベタつきや、ゲルの残量が少ないソリッドタイプのゲルです。

■用途に応じた2タイプ素材(フォームタイプ&クロスタイプ)

フォームタイプは、汗や薬液の浸透を防ぐため、救急室・手術室から
病棟まで幅広い使用に適しています。

クロスタイプは、柔軟性・伸縮性・通気性に優れているため
病棟・ICU/CCUでの使用に適しています。

■確実な密着性

ハイドロソリッドゲル+2タイプの粘着剤付素材により密着性が高く、
安定したモニタリングができます。

■X線透過タイプ

YD43-5-R、YB43-5-RはX線透過タイプのカーボンを使用しています。



フォームタイプ



スタンダードタイプ


X線透過タイプ

スタンダードタイプ

X線透過タイプ

注文コード	135-041-01	135-041-05
品番	YD43-5	YD43-5-R
サイズ	φ43×48mm	
入数	1箱(50個×4袋入)	
標準価格	¥14,000	¥18,000

クロスタイプ



スタンダードタイプ

X線透過タイプ

スタンダードタイプ

X線透過タイプ

注文コード	135-041-11	135-041-15
品番	YB43-5	YB43-5-R
サイズ	φ43×48mm	
入数	1箱(50個×4袋入)	
標準価格	¥14,000	¥18,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000216
販売名: MMI ディスポECG電極

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360

総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

RS2112.2000