




アンシルク®・プロJ ハイソックス Ansilk-Pro J Calf Stockings

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	本体色	サイズ表示カラー	メーカー希望小売価格 (本体価格)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲				
両足	LL	17421	23~27cm	40~46cm	1足	ホワイト	¥2,200 (¥2,000)
	L	17422	21~25cm	36~42cm			
	M	17423	19~23cm	32~38cm			
	S	17424	17~21cm	28~34cm			
	SS	17425	15~19cm	24~30cm			
片足	LL	17571	23~27cm	40~46cm	1枚	ホワイト	¥1,430 (¥1,300)
	L	17572	21~25cm	36~42cm			
	M	17573	19~23cm	32~38cm			
	S	17574	17~21cm	28~34cm			
	SS	17575	15~19cm	24~30cm			




アンシルク®・プロJ ストッキング Ansilk-Pro J Stockings

種類	商品コードNo.	規格			1函入数	本体色	サイズ表示カラー	メーカー希望小売価格 (本体価格)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲				
両足	LL	17431	23~27cm	40~46cm	55~64cm	1足	ホワイト	¥2,860 (¥2,600)
	L	17432	21~25cm	36~42cm	50~59cm			
	M	17433	19~23cm	32~38cm	47~56cm			
	S	17434	17~21cm	28~34cm	44~53cm			
	SS	17435	15~19cm	24~30cm	40~49cm			
片足	LL	17581	23~27cm	40~46cm	55~64cm	1枚	ホワイト	¥1,650 (¥1,500)
	L	17582	21~25cm	36~42cm	50~59cm			
	M	17583	19~23cm	32~38cm	47~56cm			
	S	17584	17~21cm	28~34cm	44~53cm			
	SS	17585	15~19cm	24~30cm	40~49cm			



▶ 保険適用 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X00207000004
※2つのサイズに該当する場合は、足首周囲が適応範囲の中央に近いサイズをお選びください。

スムーズなケアのための《アンシルク・プロJ》補助スリッパ



看護・介護の方、また患者さん自身が装着する際に、より簡単にスムーズに装着できるよう、補助スリッパを用意しています(商品一つ一つに同梱)。※アンシルク・プロJの装着に関しては添付文書をお読みください。

補助スリッパの上からアンシルク・プロJを履くと、スムーズに装着できます。

アンシルク®・プロJ
Ansilk-Pro J



弾性ストッキング
Elastic Stockings

日本人サイズで
静脈還流をよりの確にサポート



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター
フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2022年6月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



日本人体型に基づくサイズ設計で、 より機能性・安全性を高めた《アンシルク®・プロJ》



日本人のためのC&Gケアを目指すアルケアから、
《アンシルク・プロJ》が登場しました。

日本人体型データに基づくサイズ設計で、よりの確な圧迫圧を実現。
周術期および長期臥床など、安静時の静脈還流を安全、
快適にサポートします。

※JはJapanese(日本人)のJです。

日本人体型に基づく設計

同じ足首の太さの日本人と欧米人とを比較した場合、膝の高さ、脚の長さ、ふくらはぎや大腿部のバランスなどが大きく異なります。そのため、日本人サイズの弾性ストッキングが強く求められていました。日本人体型データの分析と研究により、新しく開発されたアンシルク・プロJは、日本人の脚の各部位を的確に圧迫し、下肢血流を確保します。



体型データによると、日本人の脚は長くなってきているが、欧米人に比較するとまだ腰と膝の位置は低く、ふくらはぎや大腿部も太めである。

グラフ・図は、参考資料のデータをもとにアルケア医工学研究所が作成したものです。
参考資料:「日本人の体格調査報告書」旧通産省工業技術院/日本規格協会/JIS衣料サイズ推進協議会「日本人の人体計測データ」人間生活工学研究センター「DIN 33 402 Körpermaße des」DIN Deutsches Institute für Normung e. V.

5種類のサイズ

アンシルク・プロJは、SS、S、M、L、LLの5種類のサイズバリエーション。幅広いサイズ展開で、より多くの日本人の下肢体型にフィットします。

日本人のためのC&Gケアをサポート


C&Gケアとは、アルケアが提案する「Compression=圧迫」と「Gradation=圧迫圧の段階的変化」によるケアのコンセプトです。日本人のために開発された弾性ストッキングアンシルクシリーズは、日本人のためのC&Gケアを目指し、静脈還流をサポートします。



ポジションマーカー

的確な圧迫圧と、より安全なご使用を目的に、ストッキングには、足首と膝位置を示す色系(ポジションマーカー)を編み込みました。たるみやシワ、ずり落ちがないか、また均一にストッキングを引き上げているか等の確認の目安となり、より正しい装着が可能です。


ポジションマーカーは次の位置を目安に合わせてください。
膝 : 膝蓋骨中心
足首: くるぶしより上方の下腿で最も細い部分



※立位の状態でご位置のポジションマーカーが地面と水平になるよう合わせてください。
※体型により位置がずれることがありますが、上下±2cm程度までは適切な圧迫圧が得られます。

最適な圧迫設計

脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論*による至適圧迫(安静時の血流が38%増大)に基づいた圧迫設計により、臥床期間中最適な圧迫が一定に保持されます。



長時間の装着も安心・快適



ラテックスを一切使用しない
ソフトな肌触り

2wayデルタストレッチにより、大腿部の
圧迫感が緩和され快適にフィット
(ストッキングに使用)

かかと部のすべり感を高める
コンフォートヒール

血行の状態を観察できるモニターホール
※血行状態を観察した後は、必ず元の位置(足先に被せる)に戻してください。足先を出したままですと、血流阻害の原因となりますのでご注意ください。