



The TOP in Quality

Since 1940

取扱い簡単なシンプル構造の ファインガード® 医療廃棄ボトル



角型3L S-30



角型5L S-50



角型10L S-100



角型3L スライドロック




角型5L スライドロック



丸型1L C-10

お客様のニーズに合わせて多種多様のボトルをご用意しました




- ・ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。
- ・3L・5Lタイプは口の大きさが2種類ございますので、用途に合わせてご選択いただけます。
- ・不透明な素材を使用しており、ボトル内の血液付着物等が見えず、視覚的にきれいです。
- ・国連規格UN3291 (医療廃棄物・感染性物質の輸送) に適合しています。
- ・英国規格BS7320 (耐貫通性基準) に準拠しており、より安全にお使いいただけます。

使用済み注射針を 安全に廃棄できる 誤刺防止用ボトル




▶使用済み注射針の廃棄方法

注射針用廃棄口に対し、平行に針基を奥まで挿入し、垂直にシリンジを引抜きます。




▶仮ロックの方法

フタを閉じるまたはスライドさせます



▶完全ロックの方法

ロックピン等を最後までしっかりと押し込みます



■規格

品 種	サイズ	商品コード	サイズ(縦×横)	包装単位
丸型 C-10	1 L	18501	15.3cm×10.2cm	10個/箱、1箱/ケース
角型 S-30	3 L	18503	15.4cm×18.6cm	8個/箱、1箱/ケース
角型 スライドロックタイプ	3 L	18506	15.4cm×18.6cm	8個/箱、1箱/ケース
角型 S-50	5 L	18504	23.5cm×18.6cm	8個/箱、1箱/ケース
角型 スライドロックタイプ	5 L	18507	23.5cm×18.6cm	8個/箱、1箱/ケース
角型 S-100	10 L	18505	23.5cm×21.2cm	4個/箱、1箱/ケース

●説明のイラストはイメージです。

●製品改良にともない予告なく、仕様・外観などを変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

輸入販売業者 **株式会社トップ**

本社:〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号
http://www.top-tokyo.co.jp/

東京支店 ☎03-3811-9915 名古屋支店 ☎052-834-3333 大阪支店 ☎06-6361-5831 福岡支店 ☎092-472-4233
札幌営業所 ☎011-820-8383 盛岡営業所 ☎019-645-3452 仙台営業所 ☎022-265-3610 北関東営業所 ☎048-685-5797
千葉営業所 ☎043-214-1641 横浜営業所 ☎045-260-5271 新潟営業所 ☎025-244-2191 金沢営業所 ☎076-268-3370
静岡営業所 ☎054-263-0824 京都営業所 ☎075-643-6351 神戸営業所 ☎078-341-1683 高松営業所 ☎087-866-5691
広島営業所 ☎082-246-7651 鹿児島営業所 ☎099-265-4566