


# オーキューバンエコ™

OQBAN ECO™



## 特 長

### ■皮膚へよくなじみ、傷をやさしく保護

### ■豊富なサイズ展開

傷に合わせて5サイズ用意しています。

## 用 途

#### ○ 創傷面の保護

#### 〈 使用上の注意 〉

- 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水疱、表皮はがれ、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や浸出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえてください。
- 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

#### 〈 保管上の注意 〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

## 規 格

### オーキューバンエコ™

品番	サイズ (mm)		1箱
	テープ部	パッド部	
OQES	12 × 55	7.5 × 17	Sサイズ 300枚
OQEM100	21 × 70	13 × 22	Mサイズ 100枚
OQEM	21 × 70	13 × 22	Mサイズ 200枚
OQEL	30 × 72	22 × 29	Lサイズ 100枚
OQEP	38 × 38	18 × 18	Pサイズ 80枚
OQEF	76 × 250	30 × 250	フリーサイズ 12枚