

超音波ゲル & ゲルウォーマー



アクアソニック100ゲル

高粘性



- 医療用超音波ゲルとして多くの現場で使用されています
- 高粘性なので垂直面や細部の使用に適しています
- 循環器領域の使用に適しています
- 使用量に応じた容量をご用意

注文コード	品番	容量	標準価格
M00-000-01	01-08	250ml	¥900
M00-000-02	01-34	1ℓ	¥2,000
M00-000-03	01-50	5ℓ	¥10,000

※ 5ℓ は250mlの空ボトル1本付

アクアソニック100ゲル(滅菌タイプ)

無香料

高粘性



- ガンマ線滅菌済みゲルです
- ゲルは無色透明で、無香料です
- 安心の2重包装になっています
- 眼科、産婦人科、泌尿器科での使用に適しています

注文コード	品番	容量	入数	標準価格
M00-000-10	01-01	20g	1箱(48パック入)	¥24,000

アクアソニッククリアゲル

無香料

高粘性



- アクアソニック100ゲルの無色透明、無香料タイプです
- 高粘性なので垂直面や細部の使用に適しています
- 残量の見える透明ボトルを採用
- 使用量に応じた容量をご用意

注文コード	品番	容量	標準価格
M00-000-11	03-08	250ml	¥900
M00-000-12	03-34	1ℓ	¥2,000
M00-000-13	03-50	5ℓ	¥10,000

※ 5ℓ は250mlの空ボトル1本付

スキャンソニックゲル

低粘性



- 低粘性で広がりやすいので産科や消化器内科等
広範囲の診断用に適しています
- Bモード診断用に適しています

注文コード	品番	容量	入数	標準価格
M00-000-22	11-08	237ml		¥900
M00-000-21	11-28S	3.8ℓ	1箱(4本入)	¥32,000

※ 3.8ℓ は1箱に250mlの空ボトル 2本、ポンプ1本付

ポリソニックローションゲル

ローション



- 低周波治療等、幅広い医療用超音波ゲルとして
お使いいただけるローションタイプです
- 高保湿タイプ

注文コード	品番	容量	入数	標準価格
M00-000-31	21-50	3.8ℓ	1箱(4本入)	¥32,000

※ 1箱に250mlの空ボトル 2本、ポンプ1本付


アクアフレックスゲルパッド

パッド



- 甲状腺や乳房等、表層に近い部位対応のゲルパッドです
- 乾燥しにくい個包装
- ディスポーザブル
- サイズ：φ90mm×H20mm

使用例



注文コード	品番	入数	標準価格
M00-000-41	04-02	1箱(6個入)	¥12,000

超音波検査診断用ゲル保温装置

サーマソニック ゲルウォーマー

1本用



■ 保温温度を35～40℃に保温します。

3本用



■ 3段階に温度設定が可能です。

High	High … 40～43℃
Med	Med … 37～39℃
Low	Low … 33～36℃

■ オーバーヒートを防止する
温度センサーおよびサーモスタット機能付き。



使用例

■ 250ml (237ml) のボトルに対応しています。



■ 背面にスロットがついており、
壁にかけての使用も可能です。

仕 様

規 格	1本用	3本用
サ イ ズ	約W85×D105×H190mm	約W185×D112×H210mm
重 量	約0.6kg	約1.2kg
電 源	AC100-120V 50-60Hz	
消費電力	12W	31W
保 温 設 定 [*]	35～40°	赤色High 40～43℃
		橙色Med 37～39℃
		黄色Low 33～36℃
付 属 品	電源コード (3P)、壁面取付用ネジ×2、アンカープラグ×2	

※…保温温度は目安です。

注文コード	品 番	規 格	標準価格
M00-001-01	82-01	1本用	¥25,000
M00-001-03	82-03	3本用	¥50,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東 京 支 店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363