

鼻洗浄の評価

鼻洗浄は、European Respiratory Society (欧州呼吸器学会) より推奨されている治療法のひとつです。2012年には成人でポリープのない慢性鼻副鼻腔炎、あるいはその術後における治療として有効であることを示す最も高い評価 (推奨度A) を受けています。表のとおり薬物療法に相当する評価を受けており、鼻洗浄の重要性和有効性がご確認いただけます。

表8.3 ポリープのない慢性鼻副鼻腔炎の成人患者に対する治療の推奨度とエビデンス

治療	エビデンスレベル	推奨度	関連性
鼻洗浄 (生理食塩水)	Ia	A	あり
ステロイド薬 (点鼻)	Ia	A	あり
細菌抽出物 (OM-85 BV)	Ib	A	不明瞭
経口抗菌薬 短期投与<4週間	II	B	悪化時

表8.4 ポリープのない慢性鼻副鼻腔炎の術後成人患者に対する治療の推奨度とエビデンス

治療	エビデンスレベル	推奨度	関連性
鼻洗浄 (生理食塩水)	Ia	A	あり
ステロイド薬 (点鼻)	Ia	A	あり
鼻洗浄 (キシリトール配合) 生理食塩水	Ib	A	あり
経口抗菌薬 短期投与<4週間	II	B	悪化時

*推奨度 ... A - 強い科学的根拠があり、行うよう強く勧められる
B - 科学的根拠があり、行うよう勧められる

出典: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012

※ 表は上位を引用したものです。

※ エビデンスはナサリンに特定したものではなく鼻洗浄についての研究です。

Nasaline



ナサリン 大人用

品 番: CA-JP201

JANコード: 0894321000722

専用塩サンプル10包
+ ケース付

医療機器届出番号
[13B1X10275000001]



ナサリン ジュニア用・携帯用

品 番: CA-US204

JANコード: 0894321000746

専用塩サンプル10包
+ ケース付

医療機器届出番号
[13B1X10275000001]



ナサリン専用精製塩

品 番: CA-JP202

JANコード: 0894321000227

ナサリン専用塩50包

安全・簡単
痛くない!!



ナサリン™
Nasaline

鼻腔洗浄システム

家に帰ったら

家族みんなの
新しい習慣!

うがい・手洗い・鼻うがい

www.nasaline.jp

私たち株式会社エントリージャパンは、2001年に創業した健康なライフスタイルをサポートする世界中の優れた製品を日本に紹介する商社です。創業以来、耳・鼻・喉の分野に注力し優れた製品を日本国内の皆様にお届けしています。



製造販売業者

株式会社エントリージャパン

〒160-0022 新宿区新宿6-12-5 新宿松喜ビル3F

Tel: 03-5362-3383 info@entry-japan.com


www.entry-japan.com

鼻うがってなに？

鼻うがいをご存知ですか？

鼻うがいとは、液体を鼻腔に注入し洗浄する方法（鼻洗浄）のことです。液体とはヒトの体液と同等の浸透圧である生理食塩水と呼ばれるものを使用します。一般的には鼻に液体を注入するという「ツーン」とした痛みを連想しますが、体液の濃度に近い食塩水を使用することで、痛みのない心地よい鼻洗浄が行えます。

鼻うがいでスッキリ！



鼻腔につながる副鼻腔といういくつかの空洞があります。「ナサリン」は、前頭洞など鼻の奥までもしっかりと洗い流すことができます。

●鼻のはたらきを最大限に

鼻は呼吸をするにあたり重要な役割を担っています。鼻毛は、体内に侵入しようとする異物をとらえるフィルターです。さらに線毛細胞レベルでは線毛運動とよばれる働きで異物を追いはいります。鼻洗浄により鼻腔内に侵入した異物を洗い流し、潤いを与えることで、乾燥や異物の吸着でダメージをうけた線毛細胞の機能を最大限にします。

●花粉などの対策に

鼻洗浄は花粉・ハウスダスト・PM2.5などの刺激物をお口のうがいでは届かない、のどの奥まで洗い流し、風邪や花粉などの対策になります。

●爽快感

鼻洗浄はインド古来の知恵によりジャラ（水）ネティ（鼻）としても知られているとても身近な健康法のひとつです。鼻をかんでも出にくい粘り気のある鼻水までも洗い流し、やみつきになる爽快感で呼吸がより快適になります。

スウェーデン耳鼻咽喉科専門チームが開発

「ナサリン」はココがちがう！



痛くない

独自のらせん水流が、鼻の粘膜にやさしくあたり、痛みがありません。



しっかり洗浄

やわらかいシリコンチップが鼻孔にやさしくフィット。密閉性が高いため鼻孔から漏れることなく、しっかりと洗い流します。



かんたん

わずらわしいチューブなどがなく、お子様やご年配の方まで鼻をかめる方なら誰でも簡単に使えます。



衛生的

本体が透明で汚れがわかりやすく、お手入れが簡単です。また、鼻腔に注入した液体がナサリン本体へ逆流せず安心です。



汚れない

衣類を汚さず、手早く鼻洗浄ができます。



薬剤不使用

眠気などの副作用もないため効率よく仕事ができます。妊娠・授乳期でも安心です。ナサリン専用塩はヨウ素や重炭酸ナトリウムなどを含まない純度の高い精製塩で安全です。

ナサリンの使い方



ぬるま湯250mlに1包のナサリン塩を溶かします。




ナサリンに吸い上げます。



ゆっくりと鼻腔に注入します。

鼻粘膜にやさしいらせん水流



商品詳細

※ お手入れはぬるま湯で軽く洗い流し、必ずピストンをシリンジに収めた状態で保管してください。