

ニーケアー・OA シリーズ Kneecare-OA Series



膝サポーター Knee Supporter

ニーケアー・OA 1
ニーケアー・OA 2
ニーケアー・OA 3



快適

軽量化


薄手本体生地

本体生地は三層構造になっており、従来品と比べて全体で29%薄くなりました。



アルミステー


幅を縮小し、約10%の軽量化を実現。断面形状を変更し、強度も保っています。



通気性の向上

膝裏部のWラッセル生地

縦横に伸びる立体的なメッシュ素材。



生地の反り返り低減

生地表面のフレンチバイルの起毛が短く、面ファスナーの着脱の繰り返しによる生地の劣化を低減。本体生地の反り返りが起きにくくなっています。

装着しやすい

着脱操作性


ロコモフラップ

面ファスナーの中央をくぼませて、持ちやすく、力を入れやすい形状です。



伸ばしやすい素材


本体生地がより少ない力でも伸びやすくなりました。



ニーケアー・OA 1 ^{※1} Kneecare-OA 1				
種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	19261	46～50cm	35～41cm	1コ
L	19262	42～46cm	34～39cm	
M	19263	38～42cm	32～37cm	
S	19264	35～38cm	31～35cm	
SS	19265	32～35cm	29～33cm	

ニーケアー・OA 2 ^{※1} Kneecare-OA 2				
種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	19241	46～50cm	35～41cm	1コ
L	19242	42～46cm	34～39cm	
右 M	19243	38～42cm	32～37cm	
S	19244	35～38cm	31～35cm	
SS	19245	32～35cm	29～33cm	
LL	19251	46～50cm	35～41cm	1コ
L	19252	42～46cm	34～39cm	
左 M	19253	38～42cm	32～37cm	
S	19254	35～38cm	31～35cm	
SS	19255	32～35cm	29～33cm	

ニーケアー・OA 3 ^{※1} Kneecare-OA 3				
種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	19221	46～50cm	35～41cm	1コ
L	19222	42～46cm	34～39cm	
右 M	19223	38～42cm	32～37cm	
S	19224	35～38cm	31～35cm	
SS	19225	32～35cm	29～33cm	
LL	19231	46～50cm	35～41cm	1コ
L	19232	42～46cm	34～39cm	
左 M	19233	38～42cm	32～37cm	
S	19234	35～38cm	31～35cm	
SS	19235	32～35cm	29～33cm	



- ※1 ●サイズの選定は大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を採寸し、決定します。膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。
●2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。
※2 ●サイズの選定は膝周囲(膝蓋骨中心の周径)を採寸し、決定します。
●2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。
※3 ●2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセンラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

- 本カタログの内容は2015年3月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

ニーケアー・PT ^{※1} Kneecare-PT				
種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
3L	16151	49～54cm	38～41cm	1コ
LL	16152	45～49cm	35～40cm	
L	16153	41～45cm	33～38cm	
M	16154	37～41cm	32～36cm	
S	16155	34～37cm	31～35cm	

OA ライト・プロ ^{※1} OA Light-Pro				
種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	18821	46～50cm	35～40cm	1コ
L	18822	42～46cm	34～39cm	
M	18823	38～42cm	32～37cm	
S	18824	35～38cm	31～35cm	
SS	18825	32～35cm	29～33cm	



OA シームレス・プロ ^{※2} OA Seamless-Pro			
種類	商品コード No.	規格 膝周囲	1 函入数
M-L	18831	32.0～37.5cm	1コ
SS-S	18832	31.0～35.0cm	

OA インソール・キット ^{※3} OA Insole-Kit				
種類	商品コード No.	足長	セット内容	1函入数
M	18771	25.0～26.5cm	サンドイッチイン ソール、ラテラル ウェッジ、アーチ パッド	1セット
右 S	18772	23.5～25.0cm		
SS	18773	22.0～23.5cm		
M	18781	25.0～26.5cm		
左 S	18782	23.5～25.0cm		
SS	18783	22.0～23.5cm		

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00



この印刷物は、EPAの印刷工場で印刷された
環境にやさしい印刷方法で作られています
※39%の環境負荷削減効果
<http://www.ejpa.com>

Kneecare-OA Series

装着のしやすさと快適性・ズレにくさを追求した
新しいラインアップです――

ズレにくい

膝の動きへの追従性

リーフカット

膝の伸展屈曲運動で発生する膝周りの浮きを低減する独自裁断設計です。



ロコモパッド


膝の屈曲時に発生する膝下部のくぼみに合わせた形状で、さらにパッドカバーにすべりにくいナノファイバーを使用することでズレを低減します。



続く装着感

着圧維持素材

本体生地は時間が経過しても装着圧が低下しにくくなりました。



商品概要

ニーケアー・OA 1

側方制限付膝サポーター

“ズレ”を解決する、ベーシックタイプ



支持構造



アルミステー
オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制

ニーケアー・OA 2

クロスベルト・側方支持付膝サポーター

装着しやすい3点支持で
膝関節をサポート



スパイラルステー
網目状のプラスチックステーは、軽く、薄く、動きに追従する柔軟性があり、支持性を保持

ニーケアー・OA 3

クロスベルト・側方制限付膝サポーター

アルミステーと3点支持で
膝関節の動揺をしっかり抑制



アルミステー
オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制

	快適・簡便性重視	安定・支持性重視	
	圧迫サポート	側方支持	3点支持
アルミステー	—	ニーケアー・OA 3	—
スパイラルステー	—	ニーケアー・OA 1	—
		ニーケアー・OA 2	—
ステーなし	ニーケアー・PT	—	—
	OAシームレス・プロ	—	—

ニーケアー・PT

膝蓋腱保護用膝サポーター

コンパクト設計で大腿部と
膝下部を適度に圧迫



OAライト・プロ

膝サポーター


快適性と簡便性を追求



OAシームレス・プロ

膝サポーター

3段階の圧迫構造



OAインソール・キット

足底板

容易にカスタマイズが可能なOA用インソール

