

軽量且つ小さい打ち込み  
角度で手首への負担が  
少ないタイプ

1 3M™ プリサイズ™  
スキンステイプラー S



手の中で  
動きにくいグリップで  
握りやすいタイプ

2 3M™ プリサイズ™  
ビスタ ライト  
スキンステイプラー



打感がしっかりした  
タイプ

3 3M™ プリサイズ™  
VISTA スキンステイプラー



外来での外傷や、小さな創の  
閉鎖にご使用頂ける  
コンパクトタイプ

4 3M™ プリサイズ™  
スキンステイプラー



製品名	1 3M™ プリサイズ™ スキンステイプラー S	2 3M™ プリサイズ™ ビスタ ライト スキンステイプラー	3 3M™ プリサイズ™ VISTA スキンステイプラー
製品番号	2995J	3995J, 3996J, 3997J, 3998J	3995, 3996
全長 × 高さ (mm)	147 × 67	● 3995J, 3996J : 186 × 68 ● 3997J, 3998J : 180 × 68	190 × 75
重量(g)	41	72	72
ワイド/ レギュラー	ワイドのみ	● ワイド : 3995J, 3996J ● レギュラー : 3997J, 3998J	ワイドのみ
針の数	35 針のみ	● 35 針 : 3995J, 3997J ● 15 針 : 3996J, 3998J	● 35 針 : 3995 ● 15 針 : 3996
MRI対応	MR Conditional	MR Conditional	禁忌・禁止(未確認のため)
針の大きさ (mm)	6.9 × 3.6	7.1 × 4.1, 5.5 × 3.5	7.1 × 4.1
打ち込み角度(度)	30	● ワイド : 50 ● レギュラー : 35	50
入り数(個/箱)	6	6	6

DS-5, DS-15, DS-25
85 × 25
10
弓形(レギュラー)
● 5 針 : DS-5 ● 15 針 : DS-15 ● 25 針 : DS-25
禁忌・禁止(未確認のため)
6.5 × 5.0
90
12

※ 社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

ステープルの抜去用リムーバー

5 3M™ スキンステイプラー リムーバー



製品番号	仕様	入り数(個/箱)
SR-3	リムーバー	10

詳しくは裏面を  
ご覧ください



## 1 3M™ プリサイズ™ スキンステイプラー S

軽量・コンパクトで、軽力で打針できるスキンステイプラーです。針の最適な打ち出し角度を研究し、先端部の視認性も向上しました。針詰まりリスクを軽減するラチェット機構を備えています。



**MR** 針は3テスラ以下のMRI適合性が確認されました。

EOG滅菌

製品番号	仕様	針サイズ (mm)	MR Conditional	入り数	
				個/箱	箱/ケース
2995J	35 針入り	 3.6 6.9 (Ø0.58)	適合	6	8

管理医療機器 認証番号：22000BZX01620A01 販売名：プリサイズ スキンステイプラー S

## 2 3M™ プリサイズ™ ビスタ ライト スキンステイプラー

手の中で動きにくく、握りやすいタイプのスキンステイプラーです。針先が少し出た状態でロックできるプリコック機能を備えており、創縁と針先位置が確認しやすく、スピーディな打針を導きます。



**MR** 針は3テスラ以下のMRI適合性が確認されました。

EOG滅菌

製品番号	仕様	針サイズ (mm)	MR Conditional	入り数	
				個/箱	箱/ケース
3995J	ワイド 35 針入り	 4.1 7.1	適合	6	4
3996J	ワイド 15 針入り				
3997J	レギュラー 35 針入り	 3.5 5.5			
3998J	レギュラー 15 針入り				

管理医療機器 認証番号：22000BZX01622000 販売名：プリサイズ ビスタライト

## 3 3M™ プリサイズ™ VISTA スキンステイプラー

針を打ち出す際に、しっかりした手応えのある打感のステイプラーです。プリコック機能付きで、創縁と針先位置を確認しながら打針できます。



ガンマ線滅菌

製品番号	仕様	針サイズ (mm)	入り数	
			個/箱	箱/ケース
3995	ワイド 35 針入り	 4.1 7.1	6	4
3996	ワイド 15 針入り			

管理医療機器 認証番号：22000BZX00259000 販売名：プリサイズ VISTA スキンステイプラー

## 4 3M™ プリサイズ™ スキンステイプラー

弓形の針が特徴的なステイプラーです。5 針タイプがあり、外来での外傷、バイオペシー、内視鏡手術などの小さな創の閉鎖にご使用いただけます。ステイプラーを皮膚に対して垂直にあて、中央のヒンジを押して針を打ち込みます。



ガンマ線滅菌

製品番号	仕様	針サイズ (mm)	入り数	
			個/箱	箱/ケース
DS-5	弓形 5 針入り	 5.0 6.5	12	4
DS-15	弓形 15 針入り			
DS-25	弓形 25 針入り			

管理医療機器 認証番号：22000BZX00260000 販売名：プリサイズ スキン ステイプラー

## 5 3M™ スキンステイプラー リムーバー

はさみを使う要領で、先端部で針をつかみ、皮膚から抜去します。リムーバー先端部を針の中央に差し込み、支点を動かさずにそのまま挟むと、針がM字に変形し簡単に抜き取ることができます。



ガンマ線滅菌

製品番号	仕様	入り数	
		個/箱	箱/ケース
SR-3	リムーバー	10	3

管理医療機器 認証番号：22000BZX00260000 販売名：プリサイズ スキン ステイプラー

2022年2月発行  
3M、プリサイズは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2022. All Rights Reserved.  
HPM-1043-A(0222)SE

カスタマーコールセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 0570-011-321  
9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)