

逆流防止弁付 エクステンションチューブ

HAKKO EXTENSION TUBE WITH CHECKVALVE 届出番号：09B1X00004000101



本製品のチューブはDEHPフリーです。

適応

- 術中血圧測定時における測定側上肢への点滴ルート確保

特長

- 血圧測定と同側に静脈ルートを確認しなくてはならない場合、輸液セットと接続することにより、回路内逆流を防止し、血圧測定側上肢に点滴回路の確保が可能になります。
- 血圧測定時に輸液セットのクランプを閉じる方法に比べて、操作が簡便で実用的です。
- 通常の輸液セットに接続して使用できます。

hakko®

一般医療機器 輸液用延長チューブ

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

逆流防止弁付 エックステンションチューブ

仕 様			
製品コード	型 式 外径 × 内径 × 長さ mm	容 量	略 図
34090410	DXV50 4.4×3.2×500mm	4.0mL	
34090440	DXV50-NA(ロックリング付) 4.4×3.2×500mm	4.0mL	
34090510	DXV10-7 4.4×3.2×100mm	0.8mL	
34090520	DXV10-7(ロックリング付) 4.4×3.2×100mm	0.8mL	
34090800	XV15-EAC(ロック付) 4.4×3.2×150mm	1.2mL	
包装形態 * 型式が「D」で始まる製品は、1本毎包装が二重包装です。 1箱 50本入 1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済			

＜使用上の注意＞

1. 本製品をご使用になる場合には、製品に添付されている医療機器添付文書を必ずお読みください。
2. 何らかの原因によって逆流防止弁に血液がふれた場合、血栓が形成される可能性がありますので、継続使用はしないでください。
3. 高カロリー輸液など粘性が高い薬液を流した場合、逆流防止弁が正常に作動しない場合があります。
4. 本製品は輸液ライン用ですので、輸血等にはご使用になれません。
5. 保護キャップは必ず外してご使用ください。

チェックバルブ PP (逆流防止弁)

CHECKVALVE

届出番号：20B1X00005000027

一般医療機器 単回使用インライン逆流防止バルブ

特 長

- 耐薬品性向上のため、本体材質にポリプロピレン（PP）を使用。
- コネクタータイプの逆流防止弁です。
- エックステンションチューブと接続して使用できます。

仕 様

製品コード	包装形態
23310110	1箱50個入 1個毎袋入 EOG滅菌済み

ご使用になる場合には、製品に添付されている医療機器添付文書を必ずお読みください。

