

SARAYA

TOURNIQUET

サラヤ ターニケット

清潔で安全な
ディスポーザブルタイプの
駆血帯です。



1巻
25本分入

商品特徴

幅広サイズ

幅広のサイズですので、患者様へのご負担を減らすことができます。

ラテックスフリー

ラテックスフリーですので、ラテックスアレルギーの方にも安心してお使いいただけます。

※全ての方にアレルギーがないわけではありません。

エンボス加工

すべりにくいエンボス加工です。

ミシン目付き

ミシン目で切り離してお使いいただけます。

サラヤは駆血帯の ディスポーザブル化を 推奨します。

患者間、病棟間をまたいで用いられる駆血帯の多くは、MRSA、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、コアグラゼ陰性ブドウ球菌、アシネトバクター属、カンジダ等の微生物や血液で汚染されているとする報告があります*。

患者間での駆血帯の共用は、微生物伝播のリスクとなる可能性があるため、ディスポーザブルタイプの駆血帯の使用をおすすめします。



*参考文献

- 1) WHO guidelines on drawing blood: best practice in phlebotomy, 2010
- 2) Reducing the potential for phlebotomy tourniquets to act as a reservoir for methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. Leitch A, McCormick I, Gunn I, Gillespie T : Journal of Hospital Infection, **63**:428-431, 2006
- 3) Potential risk of cross-infection during peripheral-venous access by contamination of tourniquets. Golder M, Chan CLH, O'Shea S, Corbett K, Chrystie IL, French G : Lancet, **355**(9197): 44, 2000
- 4) Tourniquets and nosocomial methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections. Berman DS, Schaeffer S, Simberkoff MS, Rahal JJ : The New England Journal of Medicine, **315**(8): 514-515, 1986
- 5) Poor hospital infection control practice in venepuncture and use of tourniquets. Rourke C, Bates C, Read RC : Journal of Hospital Infection. **49**(1): 59-61, 2001
- 6) Blood contamination of tourniquets used in routine phlebotomy. Forseter G, Joline C, Wormser GP : American Journal of Infection Control, **18**(6): 386-390, 1990

こんな時に
ディスポーザブル
タイプを

Case1

血液汚染リスクの高いエリアに。
例) 人工透析室、救急外来、採血室 など

Case2

感染症リスクの高いエリアに。
例) 感染症病棟、血液内科、ICU など

使用上の注意

- 本品はディスポーザブル製品ですので、使用は一回限りとしてください。
- 品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

仕 様

サ イ ズ	幅25mm×長さ450mm(1本)
材 質	スチレン系エラストマー(TPE)
カ ラ ー	ピンク

本製品は未滅菌のため、使用前に滅菌が必要な場合は、オートクレープの使用が可能です。滅菌バッグに入れてから滅菌してください。121℃20分・135℃10分に対応しています。

品 名	内容量 / 規 格	1コ標準価格(税抜)	入数	JANコード
サラヤ ターニケット	1巻(25本分入)	600円	20	49-87696-45320-3

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2014年07月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4706-3938 (受付時間: 平日 9:00~18:00)