

人工鼻用フィルタ

新生児から成人まで対応できる豊富なバリエーション



	1	2	3
カタログ番号	1341000S	1341007S	1331000S
製品名	インターサーム	インターサーム	インターサームミニ
規格	—	ポート無し	—
湿度交換率 (mgH ₂ O/L, VT=500mL)	32.3	32.3	30.2 (VT=250mL)
水分損失率 (mgH ₂ O/L)	6	6	8.4
バクテリア除去率 (%) *1	>99,999	>99,999	>99,9999
ウィルス除去率 (%) *2	>99,998	>99,998	>99,99
フィルタ方式	静電式	静電式	静電式
死腔量 (mL)	57	57	28
流量抵抗 (cmH ₂ O, 30L/min)	1.6	1.6	2.2
流量抵抗 (cmH ₂ O, 60L/min)	2.7	2.7	—
重さ (g)	31	30	20
患者側ポート	22M/15F	22M/15F	22M/15F
機械側ポート	22F/15M	22F/15M	22F/15M
サンプリングポート	○	—	○
最低一回換気量 (mL)	>180	>180	>90
最大一回換気量 (mL)	1,000	1,000	—
包装単位	50入	50入	50入
販売名	インターサージカル人工鼻用フィルタS		
認証番号	223AFBZX00088000		
滅菌	エチレンオキシサイドガス滅菌		

	4	5
カタログ番号	1332000S	1331007S
製品名	インターサームミニアングル	インターサームミニ
規格	—	ポート無し
湿度交換率 (mgH ₂ O/L, VT=500mL)	30.1 (VT=250mL)	30.2 (VT=250mL)
水分損失率 (mgH ₂ O/L)	8.5	8.4
バクテリア除去率 (%) *1	>99,9999	99,9999
ウィルス除去率 (%) *2	>99,99	99,99
フィルタ方式	静電式	静電式
死腔量 (mL)	29	28
流量抵抗 (cmH ₂ O, 30L/min)	2.2	2.2
流量抵抗 (cmH ₂ O, 60L/min)	—	—
重さ (g)	20	20
患者側ポート	22M/15F	22M/15F
機械側ポート	15M	22F/15M
サンプリングポート	○	—
最低一回換気量 (mL)	>90	>90
最大一回換気量 (mL)	—	—
包装単位	50入	50入
販売名	インターサージカル人工鼻用フィルタS	
認証番号	223AFBZX00088000	
滅菌	エチレンオキシサイドガス滅菌	—

*1 Biosafety Investigation Unit, Health Protection Agency, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, UK

*2 Nelson Laboratories Inc, Salt Lake City, Utah, USA

6



7



8



9



10



11



	6	7	8
カタログ番号	1641000	1831000	1441000
製品名	クリアサームミディ	クリアサームミニ	クリアサームマイクロ
規格	—	—	—
湿度交換率 (mgH ₂ O/L, VT=500mL)	25.9	31.4 (VT=250mL)	26.8 (VT=25mL)
水分損失率 (mgH ₂ O/L)	13.3	7.1	12.3
バクテリア除去率 (%) *1	>99,999	>99,999	99,999
ウィルス除去率 (%) *2	>99.9	>99.99	99.99
フィルタ方式	静電式	静電式	静電式
死腔量 (mL)	34	28	11
流量抵抗 (cmH ₂ O, 30L/min)	0.9	1.5	1.0 (11L/Min.)
流量抵抗 (cmH ₂ O, 60L/min)	2.1	0.8 (15L/Min.)	1.4 (15L/Min.)
重さ (g)	19	22	12
患者側ポート	22M/15F	22M/15F	15F
機械側ポート	15M	22F/15M	15M
サンプリングポート	○	○	○
最低一回換気量 (mL)	>100	>75	>35
最大一回換気量 (mL)	1,000	250	75
包装単位	100入	40入	20入
販売名	インターサージカル人工鼻用フィルタ		
認証番号	223AFBZX00086000		

	9	10	11
カタログ番号	1541000	1542000	1745000HMEF
製品名	クリアサーム3	クリアサームアングル	ハイドロガードミニHMEF
規格	—	—	—
湿度交換率 (mgH ₂ O/L, VT=500mL)	30.8	31.1	24.3
水分損失率 (mgH ₂ O/L)	7.8	7.4	—
バクテリア除去率 (%) *1	>99.99	>99,999	>99,99999
ウィルス除去率 (%) *2	>99.99	>99.99	>99,99999
フィルタ方式	静電式	静電式	機械式
死腔量 (mL)	60	74	63
流量抵抗 (hPa, 30L/min)	1.0	0.9	1.3
流量抵抗 (hPa, 60L/min)	2.1	2.3	2.8
重さ (g)	30	38	30
患者側ポート	22M/15F	22M/15F	22M/15F
機械側ポート	22F/15M	22F/15M	22F/15M
サンプリングポート	○	○	○
最低一回換気量 (mL)	>200	>200	>200
最大一回換気量 (mL)	1,000	1,000	1,000
包装単位	150入	75入	40入
販売名	インターサージカル人工鼻用フィルタ		
認証番号	223AFBZX00086000		

*1 Biosafety Investigation Unit, Health Protection Agency, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, UK

*2 Nelson Laboratories Inc, Salt Lake City, Utah, USA