


長く着けてほしいから…
薄くてムシない
アドール
メツシユ

保険対応!

胸部固定帯



特長



使用上の注意

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は胸部固定以外の用途には使用しないでください。
- 本品の使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し、医師に相談してください。

非伸縮部分はメッシュ素材で高い通気性を実現しました
洋服にひびかない薄さです

・定価…オープン

商品番号	規格 (胸廻り)	販売単位	JAN CODE
033070	フリー 65cm ~ 95cm	1 枚	4958995330700
033076	XL 90cm ~ 120cm	1 枚	4958995330762

※この商品のメーカー出荷はケース単位 (5枚入) です。

【サイズの選び方】

計測部位目安



洗濯方法

- 水の温度は 30℃を限度とし、弱く手洗いをしてください。(洗濯機での使用は避けてください)
- 洗剤は中性洗剤をご使用ください。
- 面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。
- 塩素系漂白剤等による漂白はできません。
- アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 日陰でつり干しをしてください。

発売元



株式会社 竹虎®

URL <http://takatora-web.com/> E-mail info@takatora-web.com

【メディカル事業部】

第一営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル 10F
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

第二営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (6155) 7073

取扱店